
Kits de transport UN3373 et UN 2814




- Boîte de transport à rabat
- Impression sérigraphie standard noire UN 2814 ou UN 3373
- Pot à fermeture inviolable
- Impression personnalisée sur demande



Réf.	Type	Dim. ext. L x l x h (mm)	Caractéristiques pot et boîte	Sachet 95KPa Type A5	Sachet Minigrip	Absorbant 150 ml	Papier bulle 30 x 40 cm	Kit 3 mousses : 1 bloc mousse cylindrique pour 2 tubes + 2 rondelles en mousse	Porte tubes en mousse 14 trous	Conformité	CHF
800000	650ml standard UN 3373	100 x 100 x 200	Pot 650 ml (Ø x H : 75 x 150 mm), fermeture inviolable, Boîte à protection thermique aluminisée	X	X	X	X	-	-	ADR/IATA P 620 & P 650 (UN 3373 - UN 2814 -UN 2900) pour le transport de substances biologiques de la catégorie A & B N° ONU 918 208	**NC -**
800011	650ml standard UN 2814			X	X	X	X	-	-		**NC -**
800012	1000 ml UN 3373	135 x 135 x 190	Pot à vis 1000 ml, (Ø x H : 110 x 150 mm), certifié IBE / BVI 95 KPa, Boite à patte de verrouillage UN 3373 + 2 flèches, Livrée montée	-	-	-	-	X	X	ADR/IATA P 620 / UN 3373 pour le transport de substances biologiques de catégorie B	**NC -**
800008				-	-	X	X	-	-		**NC -**
800006	1250 ml standard UN 2814	123 x 123 x 196	Pot à fermeture à vis, 1250 ml (Ø x H : 100 x 160), opercule étanche	X	X	X	X	-	-	ADR/IATA P 620 & P 650 (UN 3373 - UN 2814 -UN 2900) pour le transport de substances biologiques de la catégorie A & B N° ONU 991 837	**NC -**
800009				-	-	-	X	-	X		**NC -**
800004A				-	-	-	X	X	-		**NC -**
800010	1250 ml standard UN 3373			X	X	X	X	-	-		**NC -**
800013				-	-	-	X	-	X		**NC -**
800007				-	-	-	X	X	-		**NC -**
800005	2000 ml standard UN 3373	165 x 160 x 217	Pot Ø x H : 120 x 184, Calage REF	X	-	x 2	X	-	-	ADR/IATA P 650 (UN 3373 - UN 2900) pour le transport de substances biologiques de la catégorie B	**NC -**

Voir aussi : kits de transport froid «modules Cryopack» Réf 910612-910613-910610, polair pack pages 834

Sachets autoclavables individuels



PP imprimé “risque biologique”

Recommandation :
pour résister à l’autoclave, les sacs ne doivent pas être fermés hermétiquement.

Référence	h x L (mm)	Volume (l)	Sachets imprimés	Unités/ carton	CHF/ carton
140230	400 x 255	3	Non	500	**NC -**
999740	400 x 255	3	Oui	500	**NC -**
999741	500 x 300	9	Oui	500	**NC -**
999742	600 x 400	14	Oui	500	**NC -**
140233	780 x 400	21	Non	500	**NC -**
999743	780 x 400	21	Oui	500	**NC -**
140234	780 x 600	33	Non	500	**NC -**
999744	780 x 600	33	Oui	500	**NC -**



PP non imprimé

- Pour l’autoclavage des boîtes de Pétri, tubes, pots ou autres produits contaminés
- Sachets non imprimés : en PP translucide
- Sachets imprimés avec symbole graphique “risque biologique” : en PP transparent
- Résistants à 121 °C
- Epaisseur : 40 µm
- Capacité : 3 à 33 litres