Sacs pour autoclave rouges

- Sacs pour autoclave avec symbole et mention Biohazard
- Indicateur de stérilisation intégré
- Sacs en HDPE autoclavables jusqu'à 121 °C, sacs en polypropylène autoclavables jusqu'à 135 °C



		Sacs épaisseur 30 µm en HDPE		Sacs épaisseur 50 µm en polypropylène	
L x h (cm)	Unités/ carton	Référence	CHF/ carton	Référence	CHF/ carton
36 x 48	200	**045890**	**NC -**	**085001**	**NC -**
48 x 58	200	**045891**	**NC -**	**085002**	**NC -**
64 x 89	200	**045892**	**NC -**	**085003**	**NC -**
79 x 97	200	**045893**	**NC -**	**085004**	**NC -**
97 x 122	100	**045894**	**NC -**	**085005**	**NC -**

Sacs à autoclave rouge avec indicateur de stérilité

- En polyéthylène, couleur rouge
- Indicateur de stérilité blanc, virant au noir lors de l'autoclavage
- Impression du symbole «Biohazard» et texte de sécurité en français, anglais, allemand et espagnol
- Autoclavables à 121 °C



Référence	Dimensions l x h (mm)	Volume (l)	Epaisseur (µm)	Unités/ sachet	Unités/ boîte	CHF/ boîte
851012	210 x 290	1,5	20	100	1000	**NC -**

Accessoire

Référence	Désignation	CHF
851013	Support de table + 100 sacs	**NC -**

Sacs autoclaves Biohazard

Sacs autoclaves Biohazard rouge

- En polypropylène rouge
- Symbole et mention Biohazard
- Indicateur de stérilisation
- Autoclavables à 134 °C



Référence	L x l (cm)	Volume (l)	Epaisseur (µm)	Unités/ carton	CHF/ carton
851030	40 x 78	38	50	500	**NC -**
851031	60 x 80	60	50	500	**NC -**

Sacs autoclaves Biohazard jaune

- En polyéthylène jaune
- Symbole et mention Biohazard
- Très résistants avec une large couture sur le fond
- Indicateur de stérilisation
- Autoclavables à 121 °C



Référence	L x l (cm)	Volume (l)	Epaisseur (µm)	Unités/ carton	CHF/ carton
851032	30 x 50	8	50	500	**NC -**
851033	60 x 80	60	50	500	**NC -**

Sacs autoclavables Biohazard

- Sacs en polypropylène
- Epaisseur 50 µm
- Symbole et mention Biohazard
- Indicateur de stérilisation
- Autoclavables à 134 °C



Réf.	L x l (cm)	Volume (l)	Unités/ carton	CHF / carton
851026	30 x 50	8	100	**NC -**
750228	30 x 50	8	500	**NC -**
851027	40 x 78	38	100	**NC -**
750229	40 x 78	38	500	**NC -**
851028	60 x 80	60	100	**NC -**
750230	60 x 80	60	500	**NC -**
851029	70 x 110	110	75	**NC -**
750231	70 x 110	110	350	**NC -**

Sacs pour autoclave

- Sacs pour autoclave à haute température
- En polypropylène épais
- Utilisation jusqu'à + 139 °C



Réf.	Désignation	Dim. (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
440259	Sacs pour autoclave à haute température	310 x 660	200	**NC -**
440260	Sacs pour autoclave à haute température	415 x 660	200	**NC -**
440261	Sacs pour autoclave à haute température	610 x 810	200	**NC -**
440262	Ruban adhésif indicateur de stérilisation	19	48	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com