## Sacs adhésifs à déchets




- En polypropylène
- Autoclavables à 121 °C
- Munis d'une bande ashésive extérieure
- Se fixent sur tous supports (paillasse, table, hotte)
- Libèrent la surface de travail et acceptent tous déchets souillés (pointes, tubes, chiffons, etc.)
- Charge max. acceptée : 1,3 kg
- Epaisseur : 25,4 µm

| Référence | L x l (mm) | Unités/ carton | CHF/ carton |
|---|---|---|---|
| 045898 | 203 x 254 | 50 | NC - |
| 045899 | 305 x 406 | 50 | NC - |

## Support pour sacs à déchets




Support en acier recouvert d'époxy pour le maintien des sacs à déchets et sacs à autoclave.

| Réf. | ø x h (cm) | Pour sacs de (cm) | CHF |
|---|---|---|---|
| 085938 | 18,5 x 52 | 30 x 61 | NC - |
| 086633 | 37 x 60 | 61 x 76 | NC - |
| 086634 | 37 x 75 | 61 x 91 | NC - |

## Support pour sacs autoclavables




- Livré démonté
- Support en acier pour la partie haute
- Plateau en polypropylène orange pour rappeler que les produits contenus dans le sac sont biologiquement dangereux
- Le petit modèle peut s'utiliser sur la paillasse

| Référence | Pour sacs de (cm) | Dimensions (mm) | CHF |
|---|---|---|---|
| 085942 | 30 x 61 | 185 x 356 x 470 | NC - |
| 085943 | 61 x 76 | 356 x 356 x 546 | NC - |
| 085944 | 61 x 91 | 356 x 356 x 696 | NC - |

## Sachets autoclaves économiques




- Sacs à déchets pour autoclave en polypropylène
- Autoclavables à 121 °C
- Epaisseur : 0,03 mm
- Avec ou sans impression "Biohazard" et indicateur de stérilisation

| | Sachets sans impression sans indicateur | | | Sachets imprimés Biohazard avec témoin de stérilisation | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L x l (cm) | Référence | Unités/ carton | CHF/ carton | Référence | Unités/ carton | CHF/ carton |
| 30 x 61 | 086635 | 100 | NC - | 086638 | 100 | NC - |
| 61 x 76 | 086636 | 100 | NC - | 086639 | 100 | NC - |
| 61 x 91 | 086637 | 100 | NC - | 086640 | 100 | NC - |

## Sacs Biohazard en polypropylène




Sacs en polypropylène épais pour déchets nécessitant une stérilisation.

- Support en acier autoclavable (jusqu'à 121 °C) réf. 320084 pour modèle de sacs 320080, maintient le sac ouvert
- Idéal pour une utilisation sur paillasse
- Patch indicateur (noir une fois autoclavé)

| Référence | Dimensions l x h (mm) | Epaisseur (µm) | Unités/ carton | CHF/ carton |
|---|---|---|---|---|
| 320080 | 203 x 305 | 40 | 500 | NC - |
| 320081 | 356 x 483 | 40 | 200 | NC - |
| 320082 | 483 x 584 | 40 | 200 | NC - |
| 320083 | 635 x 838 | 40 | 200 | NC - |

### Support

| Référence | Désignation | CHF |
|---|---|---|
| 320084 | Support en acier | NC - |

## Petits supports à sachets pour déchets de paillasse










| Référence | Désignation | Dimensions (mm) | Unités/ carton | CHF/ carton |
|---|---|---|---|---|
| 045895 | Support pour sachet, blanc, à ouverture ronde | 160 x 240 mm (ø x h) | 1 | NC - |
| 045895B | Support pour sachet, rouge, à ouverture rectangulaire | 125 x 75 x 203 | 1 | NC - |
| 045896 | Sachet PP transparent autoclavable | 200 x 300 | 100 | NC - |
| 045897 | Sachet rouge-organge avec symbole Biohazard et témoin de stérilisation | 220 x 280 | 100 | NC - |

| Réf. | Désignation | CHF |
|---|---|---|
| 088865 | Couvercle en polypropylène pour support 045895B | NC - |

Ce support en acier recouvert époxy accepte des sacs à déchets de 20 x 30 cm. Son faible encombrement le rend idéal pour les travaux quotidiens et les déchets de petits matériels : pointes de pipettes, microtubes, sur la paillasse ou sous la hotte. Les sachets sont autoclavables.