Kits d'intervention pour déversement chimique

➤ **Kits d'intervention d'urgence, en cas de déversement de produits chimiques**

WEB

Large gamme de résistance chimique : voir le guide de résistance sur milian.com

ASTUCE

Voir nos conteneurs de protection contre la radioactivité page 1342 voir réf. 028033 et voisines

NOUVEAU



333218

Sacs souples

Réf.	Type de contenant	Contenu du kit	Capacité d'absorption	CHF le kit
333210	Sac haute visibilité avec fermeture à cordelettes, pour le transport et l'accrochage	2 sacs de mise en rebut temporaire, 2 attaches, 20 feuilles heavy weight, 1 boudin	10,4 l	**NC -**
333224	Sac jaune haute visibilité avec poignées et fermeture à rabats	5 sacs de mise au rebut temporaire + attaches, 28 feuilles heavy-weight, 4 boudins absorbants	34,7 l	**NC -**
333217	Sac en vinyle haute visibilité avec attaches velcro spécifique pour chariot élévateur, pour interventions en hauteur ; couvercle "boîte" permettant un accès rapide	1 boudin ø 8 cm x l 117 cm, 20 feuilles absorbantes triple épaisseur 25 x 33 cm, 2 sacs jetables et attaches 46 x 76 cm, 1 pâte pour rapiéçage 454 g pig® plug-n-seal®, 1 guide de compatibilité de kit anti-déversement chimique, 1 dossier de kit anti-déversement	10,4 l	**NC -**
333231	Sac transparent compact avec poignée	1 kit pour déversements compact pig®, 6 tapis absorbants, 2 coussins, 2 sacs de mise en rebut temporaire, 2 attaches	6,7 l	**NC -**
333211	Sac clipsable facile à fermer, suspendre et transporter pour une intervention d'urgence	12 feuilles, 1 boudin, 1 sac de récupération	13 l	**NC -**
333220	Sac clipsable facile à fermer, suspendre et transporter pour une intervention d'urgence	25 feuilles, 2 boudins, 2 sacs de récupération	26,9 l	**NC -**
333221	Sac transparent avec fermeture zip	3 boudins pour produits chimiques 8 x 117 cm, 12 feuilles pour produits chimiques 38 x 51 cm, 2 sacs de récupération avec attaches 76 x 46 cm	18,5 l	**NC -**
333218	Kit Clear Cube : sac cubique transparent durable, ouverture facile, bandoulière pour le transport/accrochage	2 boudins ø 8 cm x l 3 m, 3 boudins l ø 8 x 117 cm, 6 coussins 20 x 20 cm, 30 feuilles absorbantes triple épaisseur 38 x 51 cm, 5 sacs jetables et attaches 46 x 76 cm, 1 dossier de kit anti-déversement, 1 guide de compatibilité de kit anti-déversement chimique	54,4 l	**NC -**
333219	-	Recharge pour 333218	54,4 l	**NC -**

Seaux et fûts d'intervention

Réf.	Type de contenant	Contenu du kit	Volume contenant	Capacité d'absorption	CHF le kit
333214	Conteneur Light-weight homologué UN (UN1H2/Y30/S)	4 tapis absorbants, 2 boudins absorbants, 6 étiquettes inviolables	24,6 l	17 l	**NC -**
333227	Fût 360 l résistant aux UV (stockage extérieur), classé UN1H2/X295/S pour les groupes d'emballage I, II et III	Conteneur en PE moyenne densité, tapis, digues, boudins et coussins en polypropylène	360 l	237 l	**NC -**
333228	-	Recharge pour 333227	-	237 l	**NC -**
333229	Conteneur 76 l résistant aux UV étanche à l'eau et aux produits chimiques, classé UN1H2/ X75/S, UN1H2/Y100/S pour les groupes d'emballage I, II et III	Overpack Ø 58,5 x 48 cm, 5 sacs de mise en rebut temporaire avec attaches, 6 feuilles heavy-weight, 5 coussin de grande taille, 6 boudins absorbants	76 l	40,9 l	**NC -**
333230	-	Recharge pour 333229	-	40,9 l	**NC -**



333214

Chariots

Réf.	Type de contenant	Contenu du kit	Capacité d'absorption	CHF/ kit
333232	Chariot en PE haute visibilité avec doubles portes pleine hauteur, étagères réglables et roues de 20 cm	5 sacs temporaires + attaches, 1 rouleau de feuilles absorbantes, 4 coussins, 5 boudins	47,4 l	**NC -**
333233	-	Recharge pour 333232	47,4 l	**NC -**
333225	Sac haute visibilité avec fermeture "boîte", monté sur chariot à roulettes se manœuvrant facilement	30 feuilles - heavy-weight, 12 coussins Haz-Mat, 6 boudins absorbants 117 cm, 5 sacs de mise en rebut temporaire, 5 attaches, 1 guide de compatibilité chimique & manuel	52,8 l	**NC -**
333226	-	Recharge pour 333225	52,8 l	**NC -**
333215	Grand chariot haute visibilité avec portes et couvercle, roues de 20 cm	1 rouleau de tapis 51 cm x 41 m, 50 feuilles de tapis 38 x 51 cm, 2 boudins 8 cm x 3 m, 6 boudins 8 x 117 cm, 8 coussins 20 x 20 cm, 40 lingettes 31 x 33 cm, 10 sacs à déchets avec attaches 91 x 152 cm, 1 dossier de kit de déversement, 1 guide de compatibilité de kit de déversement chimique, 1 grand chariot anti-déversement 75 x 76 x 128 cm	173,2 l	**NC -**
333216	-	Recharge pour 333215	173,2 l	**NC -**



333225

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com