
## Filtres à air sortant EZwaste







- **Filtre à charbon actif EZwaste**
- **Retient les vapeurs de produits chimiques**
- **Mécanisme facile d'élimination des déchets de solvants**

Chaque kit contient :
- un container en HDPE ;
- un bouchon de 83 mm ouvert sur le dessus ;
- un bouchon de 83 mm fermé ;
- un filtre EZwaste ;
- un raccord coudé pour filtre EZwaste ;
- des bouchons pour ports inutilisés.

### Filtre EZwaste de remplacement

| Référence | Unités/ carton | CHF/ carton |
|---|---|---|
| 311159 | 1 | NC - |
| 311160 | 2 | NC - |
| 311161 | 5 | NC - |

### Kit EZwaste

| Configuration | Référence | Volume (l) | Port 1/4" | Port 1/8" | CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 311164 | Bouchon seul | 0 | 6 | NC - |
| | 311165 | 4 | 0 | 6 | NC - |
| | 311166 | 5 | 0 | 6 | NC - |
| | 311167 | 10 | 0 | 6 | NC - |
| | 311168 | 20 | 0 | 6 | NC - |
| B | 311169 | Bouchon seul | 3 | 4 | NC - |
| | 311170 | 4 | 3 | 4 | NC - |
| | 311171 | 5 | 3 | 4 | NC - |
| | 311172 | 10 | 3 | 4 | NC - |
| | 311173 | 20 | 3 | 4 | NC - |
| C | 311174 | Bouchon seul | 4 | 4 | NC - |
| | 311175 | 4 | 4 | 4 | NC - |
| | 311176 | 5 | 4 | 4 | NC - |
| | 311177 | 10 | 4 | 4 | NC - |
| | 311178 | 20 | 4 | 4 | NC - |

## Entonnoirs de sécurité Ezwaste



- **Entonnoir et couvercle en HDPE**
- **Joint d'étanchéité sur le couvercle**
- **Filtre permettant de retenir les barreaux magnétiques**
- **Tige diminuant l'émission de composés organiques volatiles**
- **Longueur de la tige : 279,4 mm**

| Référence | Volume (ml) | Col (mm) | Dimensions L x P (mm) | CHF |
|---|---|---|---|---|
| 311179 | 450 | 38-430 | 177,8 x 127 | NC - |
| 311180 | 450 | 53 | 177,8 x 127 | NC - |
| 311181 | 450 | 70 | 177,8 x 127 | NC - |
| 311182 | 450 | 83 | 177,8 x 127 | NC - |
| 311183 | 2000 | 38-430 | 279,4 x 228,6 | NC - |
| 311184 | 2000 | 53 | 279,4 x 228,6 | NC - |
| 311185 | 2000 | 70 | 279,4 x 228,6 | NC - |
| 311186 | 2000 | 83B | 279,4 x 228,6 | NC - |

## Entonnoirs de sécurité



- **Entonnoir et couvercle en HDPE**
- **Bouchon en PP**
- **Event avec membrane en PTFE**
- **Modèles brevetés**
- **Se montent sur un flacon pour la récupération des solvants**
- **Le couvercle évite l'évaporation des déchets organiques**

| Référence | Col (mm) | CHF |
|---|---|---|
| 029385 | 38 - 430 | NC - |
| 029386 | 83B | NC - |