Filtre évacuation pour bouchon de sécurité SafetyWastecaps

- 3 tailles de filtres
- Absorption des vapeurs de solvants
- Affichage de la saturation du filtre sur le bouchon
- Protection anti-éclaboussure

Référence	Taille	Volume du bidon de récupération des produits chimiques max	Durée de vie	Unités/ carton	CHF/ carton
959425	L	Plus de 20 litres	6 mois	1	NC -



Bouchons

		Connecteurs			
Référence	Filetage	Capillaires (ø ext. 2,3 à 3,2 mm)	Tubes (6,4 à 9 mm)	Filtre évacuation	CHF
096865	GL 45	2	1	1	NC -
959158	S50	3	-	1	NC -
959045	S51	3	-	1	NC -
959159	B53	4	1	1	NC -
948553	S55	2	1	1	NC -
959160B	S60/61	3	-	1	NC -
959161	B63	2	1	1	NC -

Flacons de sécurité avec entonnoir

- Flacon de 4 litres en HDPE ou de 10 litres en HDPE fluoré
- Pour le stockage temporaire de déchets liquides
- L'entonnoir se visse sur le flacon
- Avec évent
- Un filtre en polypropylène retient les particules de grande taille et/ou les barreaux magnétiques



Référence	Avec flacon (litre)	CHF
029387	4	NC -
029388	10	NC -

Entonnnoir de sécurité

- En inox
- Anti flamme
- Raccord à filetage
- Diamètre 120 mm
- Hauteur totale 285 mm
- Hauteur entonnoir : 125 mm
- Tuyau écoulement Ø 3,5 cm
- Avec sécurité anti débordement



Référence	Désignation	CHF
795865	Entonnoir de sécurité inox	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com