## Boîtes à déchets en carton

- Fermeture provisoire par couvercle rabattable, définitive par double rabat
- Conteneur en carton avec sac en PEBD collé à l'intérieur pour une meilleure résistance à l'humidité
- Liens de fermeture du sac pour une meilleure étanchéité
- Poignées renforcées
- Charge maximale : 8 kg pour le modèle 25 l, 13 kg pour le modèle 50 l
- Economique et sans danger de pollution pour l'environnement
- Conformes à l'Arrêté du 24 Nov. 2003, agrées pour le transport des matières dangereuses par la route (ADR)



140399

| Volume | 12 l | 25 l | 50 l forme standard | 50 l forme basse |
|---|---|---|---|---|
| L x l x h (mm) | 200 x 200 x 385 | 265 x 265 x 378 | 295 x 295 x 580 | 398 x 293 x 430 |
| Epaisseur carton (mm) | 2,7 | 4 | 2,9 | 2,7 |
| Type de sac PEBD | PEDB 60 µm | PEBD 90 µm | PEDB 60 µm | PEBD 70 µm |
| Charge max. (kg) | 4 | 8 | 13 | 13 |
| **Référence** | **140431** | **140292** | **140432** | **140399** |
| **CHF les 10** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** |

## Poubelles jetables en carton et LDPE pour la récupération du verre

- Boîtes rigides à monter soi-même pour l'élimination en toute sécurité des débris de verre en laboratoire.
- Le verre est stocké en toute sécurité dans un sac en LDPE solide, étanche et resistant aux perforations
- Couvercle avec rabat intégré pour un remplissage aidé, équipé d'un dispositif d'étanchéité, à utiliser une fois plein
- Instructions d'utilisation imprimées sur les boîtes




| Référence | Désignation | Dimensions l x p x h (cm) | Unités/ carton | CHF/ carton |
|---|---|---|---|---|
| **232573** | Poubelle jetable de sol 60 l | 30 x 30 x 70 | 6 | **NC -** |
| **232574** | Poubelle jetable de paillasse 10 l | 23 x 23 x 26,5 | 6 | **NC -** |

## Cartons pour déchets infectieux

- Pour DASRI mous
- Fond à ouverture automatique
- Doublés intérieurement par un sac PE jaune de 55 µm d'épaisseur
- Deux poignées de transport
- Coins renforcés pour une résistance accrue
- Système de fermeture intuitif
- Empilables
- Homologation selon NFX 30-507 : 2018 et UN 4G/Y15/S/20



| Référence | Volume (l) | L x l x h (mm) | Poids max. (kg) | CHF les 10 |
|---|---|---|---|---|
| **132112** | 50 (haut) | 290 x 290 x 650 | 13,5 | **NC -** |

## Poubelles cartons pour récupération du verre

- Livrées avec sac en polyéthylène 50 µm
- Lorsque la boîte est pleine, soulevez l'ouverture du clapet en position fermée
- Marquages 4 langues (anglais, allemand, français, espagnol)
- Livrées à plat, assemblage rapide
- Disponibles en 2 tailles




| Référence | Dimensions l x p x h (cm) | Unités/ carton | CHF/ carton |
|---|---|---|---|
| **948243** | 30 x 30 x 69 | 6 | **NC -** |
| **948244** | 20 x 20 x 25 | 6 | **NC -** |

## Boîtes à déchets en carton pour incinération

- Pour déchets biologiques destiné à être incinérés
- Lorsque la boîte est pleine, tirez le volet en position fermée
- Livrées avec sac polyéthylène Biohazard 38 µm
- Marquages 4 langues (anglais, allemand, français, espagnol)
- Livrées à plat, assemblage rapide
- Disponibles en 2 tailles




| Référence | Dimensions l x p x h (cm) | Unités/ carton | CHF/ carton |
|---|---|---|---|
| **948076** | 30,5 x 30,5 x 68,5 | 6 | **NC -** |
| **948077** | 19,6 x 19,6 x 25,4 | 6 | **NC -** |



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com