Film extensible Parafilm





006787

Film extensible spécialement destiné à la fermeture des récipients de laboratoire.

- **Epaisseur : 200 µm**
- **Imperméable aux liquides, perméable aux gaz**
- **Température d'utilisation : -10 °C à +60 °C**
- **Livré en rouleau, dans un dérouleur en carton**

Largeur (cm)	5	10	10	50
Longueur (m)	75	38	75	15
Référence	**090261**	**090260**	**090998**	**090999**
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -

Distributeur en acrylique pour Parafilm avec cutter

Distributeur en acrylique pour un rouleau de Parafilm.

- **Lame de coupe remplaçable**
- **Couvercle à charnière**
- **Pour 1 rouleau 10 cm ou 2 rouleaux 5 cm**

Coloris	Désignation	CHF
006787	Distributeur en acrylique pour Parafilm avec cutter	NC -

Distributeur pour Parafilm avec cutter

Distributeur avec cutter à curseur et bouton rotatif d'avancement du film.

- **Propre, net, pratique**
- **Pour rouleaux de largeur 5 et 10 cm**

Réf.	Désignation	CHF
090997	Distributeur à cutter pour Parafilm	NC -



Distributeur de Parafilm



Pour la distribution de rouleau de 50 ou 100 mm de largeur.

Référence	Désignation	CHF
037770	Distributeur coloris bleu	NC -
320049	Distributeur coloris vert	NC -
320050	Distributeur coloris rouge	NC -
037771	Lames de coupe de remplacement (les 5)	NC -

Film étanche Saran



Film étanche pour la fermeture rapide des récipients.

- **Sans pli, sans colle**
- **En rouleau**
- **Protège l'utilisateur des produits toxiques, contaminants**
- **Epaisseur : 10 µm**

Référence	Désignation	L x l (m)	CHF le rouleau
090264	Saran épaisseur standard 10 µm	300 x 0,29	NC -

Film étirable Filmpro



Film étirable pour la fermeture instantanée de tous récipients.

- **Economique, en rouleau**
- **Epaisseur 10 µm**

	Sans réglette		Avec réglette	
L x l (m)	Référence	CHF le rouleau	Référence	CHF le rouleau
300 x 0,3	039408	NC -	039458	NC -
300 x 0,45	039409	NC -	039459	NC -

Joint-ruban de fermeture pour flacons



Ruban étirable pour la fermeture étanche renforcée des flacons de laboratoire.

- **Imperméable**
- **Bonne résistance chimique et aux températures**
- **En rouleau de 35 m**
- **Largeur : 19 mm**

Coloris	Blanc	Jaune	Rouge	CHF le rouleau
Référence	053083	053081	053082	NC -

Ruban de fermeture pour boîtes de Petri



Ruban adhésif étirable pour le scellage et la fermeture des boîtes de Petri et microplaques.

- **Limite les risques d'évaporation**
- **Diminue les échanges gazeux et les risques de contamination**
- **Largeur : 12,7 mm, longueur : 35 m**
- **Bonne résistance aux solvants, imperméable aux liquides**
- **Températures d'utilisation : de - 30 °C à + 70 °C**

Coloris	Transparent	Blanc		Jaune	Bleu	CHF le rouleau
Référence	053001	053002	053003	053004	053005	NC -