
Marqueur stérile



- Marqueur à encre de couleur bleue
- Stérile, emballé individuellement

Référence	Désignation	CHF
972443	Marqueur stérile pointe standard	NC -

Marqueur ultra fin de laboratoire



- Pointe Ultra-fine
- Indélébile
- Pour plastiques, verre
- Encre noire
- Bonne résistance chimique
- Bonne durée de vie

Référence	Désignation	CHF
140604	Marqueur noir ultra fin	NC -

Marqueurs hydrophobe à tracé de couleur

- Marqueurs hydrophobes
- Séchage rapide
- Adaptés pour les surfaces gelées et paraffine
- Résistants aux détergents (Tween 20, Triton X100)



Rouge	Orange	Vert	Bleu	Jaune	Violet	CHF
594000	594001	594002	594003	594004	594005	NC -

Marqueurs permanents à double-pointe

Marqueurs permanents à double-pointe pour un trait fin et précis.
Utilisables sur tout support (verre, métal, porcelaine, plastique, etc.)

- Double-pointe : fine et ultra-fine
- Encre résistante à l'eau, lavable au solvant
- 8 couleurs assorties



Référence	Désignation	CHF le lot de 8
320093	Marqueurs permanents (lot de 8 coloris assortis)	NC -

Marqueurs de laboratoire Lab Marker et Marker II Superfrost

Caractéristiques Lab Marker

- Encre permanente
- Pour écriture sur verre, plastique, métal ou porcelaine
- Coloris rouge, bleu, vert ou noir

Caractéristiques Marker II Superfrost

- Spécial pour histologie et cytologie
- Encre permanente résistante aux solvants tels que xylène, alcool, acétone, formol
- Coloris rouge ou noir
- Ne résiste pas au chloroforme





Lab Marker pointe fine

Coloris	Noir	Bleu	Vert	Rouge	CHF
Référence	686004	686005	686006	686007	9,10 -

Marker II Superfrost spécial histologie et cytologie

Référence	Désignation	CHF
686009	Marqueur Marker II Superfrost rouge	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com