CRAYONS MARQUEURS

Lampe stylo



- Livrée avec piles
- Interrupteur d'allumage

Référence	Désignation	CHF
711922	Lampe stylo avec piles	NC -


Marqueur fluorescent



- Spécial laboratoire
- A pointe fine interchangeable pour l'autoradiographie
- Contient suffisamment de phosphore pour être visible à différentes longueurs d'onde

Référence	Désignation	CHF
053397	Marqueur fluorescent et 4 pointes	NC -

Marqueurs pour membranes



- A base de xylène
- Ecriture permanente
- Pour les membranes en nitrocellulose et en nylon
- Idéal pour l'orientation des membranes lors des différents types de transferts

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
034982	Marqueurs pour membranes	10	NC -

Cryomarkers



Pochette de 4 cryomarkers spécialement destinés à l'écriture sur cryotubes, boîtes de congélation et supports pour la cryogénie.

Référence	Désignation	CHF
028123	Pochette de 4 cryomarkers coloris assortis (vert, bleu, rouge, noir)	NC -
028124	Pochette de 4 cryomarkers noirs	NC -

Marqueurs Cryopen



Marqueur à pointe fine spécial basse température, résistant au xylène et à l'alcool. S'efface à l'éthanol.

Référence	Désignation	CHF
055036	Pochette de 4 cryopen (vert, rouge, bleu, noir)	NC -