Rubans adhésifs ClearLine®

Rouleaux colorés de ruban adhésif conçus pour le laboratoire

- **Robustes, résistent à l'eau, à l'huile et les acides**
- **S'utilisent au congélateur à - 80 °C et en autoclave 15 min. à + 121 °C**
- **Pour marquage au stylo, crayon ou marker permanent**
- **Se collent à la plupart des surfaces : verre, plastique et métaux**
- **S'enlèvent facilement et proprement**
- **Disponibles en 2 longueurs (12 m et 55 m) et en 3 largeurs (13, 19 et 25 mm)**



Rubans imprimés personnalisés : nous consulter

Rainbow Packs : coloris assortis

Désignation	Contenu (en rouleaux)							Réf.	CHF
	Blanc	Jaune	Rouge	Orange	Vert	Bleu	Rose		
Rainbow Pack : 24 rouleaux 12 m x 13 mm	5	4	3	3	3	3	3	188007	NC -
Rainbow Pack : 16 rouleaux 12 m x 19 mm	4	2	2	2	2	2	2	188015	NC -
Rainbow Pack : 12 rouleaux 12 m x 25 mm	2	2	2	1	2	1	2	188023	NC -

Ruban adhésif ClearLine® longueur 12 m

Largeur (mm)	13		19		25	
Nbre de rouleaux	6	1	4	1	3	1
Blanc	188000	188000A	188008	188008A	188016	188016A
Jaune	188001	188001A	188009	188009A	188017	188017A
Vert	188002	188002A	188010	188010A	188018	188018A
Rouge	188003	188003A	188011	188011A	188019	188019A
Orange	188004	188004A	188012	188012A	188020	188020A
Bleu	188005	188005A	188013	188013A	188021	188021A
Rose	188006	188006A	188014	188014A	188022	188022A
Turquoise	188048	188048A	188050	188050A	188052	188052A
Fuchsia	188049	188049A	188051	188051A	188053	188053A
Ocre	188061	188061A	188071	188071A	188081	188081A
Saumon	188062	188062A	188072	188072A	188082	188082A
Cuivre	188063	188063A	188073	188073A	188083	188083A
Violet	188064	188064A	188074	188074A	188084	188084A
Lavande	188065	188065A	188075	188075A	188085	188085A
Gris	188066	188066A	188076	188076A	188086	188086A
Tilleul	188067	188067A	188077	188077A	188087	188087A
Chartreuse	188068	188068A	188078	188078A	188088	188088A
Or	188069	188069A	188079	188079A	188089	188089A
Argent	188070	188070A	188080	188080A	188090	188090A
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Ruban adhésif ClearLine® longueur 55 m

Largeur (mm)	13		19		25	
Nbre de rouleaux	6	1	4	1	3	1
Blanc	188024	188024A	188031	188031A	188038	188038A
Jaune	188025	188025A	188032	188032A	188039	188039A
Vert	188026	188026A	188033	188033A	188040	188040A
Rouge	188027	188027A	188034	188034A	188041	188041A
Orange	188028	188028A	188035	188035A	188042	188042A
Bleu	188029	188029A	188036	188036A	188043	188043A
Rose	188030	188030A	188037	188037A	188044	188044A
Turquoise	188054	188054A	188056	188056A	188058	188058A
Fuchsia	188055	188055A	188057	188057A	188059	188059A
Ocre	188091	188091A	188101	188101A	188111	188111A
Saumon	188092	188092A	188102	188102A	188112	188112A
Cuivre	188093	188093A	188103	188103A	188113	188113A
Violet	188094	188094A	188104	188104A	188114	188114A
Lavande	188095	188095A	188105	188105A	188115	188115A
Gris	188096	188096A	188106	188106A	188116	188116A
Tilleul	188097	188097A	188107	188107A	188117	188117A
Chartreuse	188098	188098A	188108	188108A	188118	188118A
Or	188099	188099A	188109	188109A	188119	188119A
Argent	188100	188100A	188110	188110A	188120	188120A
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Distributeurs pour rouleaux ClearLine®

Réf.	Désignation	CHF
188045	Distributeur multirouleaux pour rubans adhésifs 55 m, 4 compartiments de 60 mm	NC -
188046	Distributeur multirouleaux pour rubans adhésifs 12 m, 4 compartiments de 65 mm	NC -
188047	Distributeur individuel pour ruban adhésifs ClearLine® 12 m	NC -
188060	Distributeur individuel pour rubans adhésifs ClearLine® 12 et 55 m	NC -



Ruban adhésif - 196 °C à + 288 °C

- **Ruban résistant aux températures extrêmes**
- **Surface texturée**
- **Idéal pour la congélation en azote liquide ou le marquage de produits à stériliser, à passer au four ou à l'incubateur**

Référence	Largeur x longueur	CHF le rouleau
140275	12,7 mm x 7,6 m	NC -
140276	19 mm x 7,6 m	NC -
140277	25 mm x 7,6 m	NC -



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com