Etiquettes rondes pour bouchon de tube Tough-Spots







Etiquettes adhésives rondes ultra-résistantes pour identification et marquage de tubes et microtubes sur leur capuchon. Conviennent en particuliers aux bouchons des microtubes 0,5 à 2 ml et des tubes coniques 15 ml et 50 ml.

- **En PVC**
- **Autoclavables**
- **Congelables**
- **Acceptent l'immersion en bain-marie à 100 °C**
- **Chimiquement résistantes**
- **Indéchirables**
- **Acceptent le marquage au marqueur**
- **Température d'utilisation : - 80 °C à + 121 °C**
- **Sur feuilles à imprimer ou sur rouleaux**

	Etiquettes sur feuilles					En rouleau							
ø (mm)	9,5	11	13	19	25	4,8	9,5	9,5	11	13	13	19	25
Disposition /feuilles	12 x 16	13 x 18	12 x 16	9 x 12	7 x 9	-	-	-	-	-	-	-	-
Nbr étiquettes /feuille	192	234	192	108	63	-	-	-	-	-	-	-	-
Pr mictotubes et tubes	0,5 à 1,5 ml	1,5 à 2 ml	1,5 à 2 ml	15 et 50 ml	50 ml	0,2 ml	0,5 à 1,5 ml	0,5 à 1,5 ml	1,5 à 2 ml	1,5 à 2 ml	1,5 à 2 ml	Général	Général
Nbr étiquettes /paquet ou /rouleau	3840	4680	3840	2160	1260	1500	1000	5000	1000	1000	5000	500	500
Blanc	**053134**	**053163**	**053140**	**053146**	**053147**	**053165**	**053058**	**053362**	**053164**	**053063**	**053364**	**053389**	**053390**
Rouge	**053135**	-	**053141**	-	-	-	**053059**	-	-	**053064**	-	-	-
Jaune	**053136**	-	**053142**	-	-	-	**053060**	-	-	**053065**	-	-	-
Bleu	**053137**	-	**053143**	-	-	-	**053062**	-	-	**053067**	-	-	-
Vert	**053138**	-	**053144**	-	-	-	**053061**	-	-	**053066**	-	-	-
Orange	**053139**	-	**053145**	-	-	-	**053380**	-	-	-	-	-	-
Assortis	-	-	-	-	-	-	-	**053363**	-	-	**053365**	-	-
Café	-	-	-	-	-	-	**053376**	-	-	**053383**	-	-	-
Or	-	-	-	-	-	-	**053377**	-	-	**053384**	-	-	-
Lavande	-	-	-	-	-	-	**053378**	-	-	**053385**	-	-	-
Marron	-	-	-	-	-	-	**053379**	-	-	**053386**	-	-	-
Rose	-	-	-	-	-	-	**053381**	-	-	**053387**	-	-	-
Argent	-	-	-	-	-	-	**053382**	-	-	**053388**	-	-	-
CHF/paquet (ou /rouleau)	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com