Etiquettes pour cryogénie ClearLine®

ClearLine

- Température d'utilisation : -196 °C à +121 °C
- Sur feuille format letter US, pour imprimante laser
- Marquage au stylo et marqueur
- Ne se décollent pas au bain-marie

Etiquettes de sécurité

Ø (mm)	9,5
Biohazard	**188499**
Radioactivé	**188500**
Unités/rouleau	1000
CHF	**NC -**



188459



188401

Etiquettes sur feuille

Dimensions L x l ou Ø (mm)	9,5	13	24 x 13	33 x 13	38 x 6	38 x 19	43 x 19	67 x 25	76 x 51	25 x 25
Pour	Microtubes 0,5 - 1,5 ml	Microtubes 1,5 - 2 ml	Microtubes 0,5 ml	Microtubes 1,5 - 2 ml	Microplaques	Générale	Cryotubes	Boîtes	Boîtes	Lames de microscopie
Blanc	**188401**	**188408**	**188415**	**188422**	**188429**	**188436**	**188443**	**188450**	**188457**	**188458**
Bleu	**188402**	**188409**	**188416**	**188423**	**188430**	**188437**	**188444**	**188451**	-	-
Vert	**188403**	**188410**	**188417**	**188424**	**188431**	**188438**	**188445**	**188452**	-	-
Jaune	**188404**	**188411**	**188418**	**188425**	**188432**	**188439**	**188446**	**188453**	-	-
Orange	**188405**	**188412**	**188419**	**188426**	**188433**	**188440**	**188447**	**188454**	-	-
Rouge	**188406**	**188413**	**188420**	**188427**	**188434**	**188441**	**188448**	**188455**	-	-
Unités/paquet	3840	3840	2380	1700	3120	1200	1040	600	240	1600
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Coloris assortis	**188407**	**188414**	**188421**	**188428**	**188435**	**188442**	**188449**	**188456**	-	-
Unités/paquet	4800	4800	2975	2125	3900	1500	1300	750		
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	-	-

Etiquettes sur rouleau

Dimensions L x l ou Ø (mm)	9,5	13	19	25	21 x 7	24 x 13	33 x 13	38 x 19
Pour	Microtubes 0,5 - 1,5 ml	Microtubes 1,5 - 2 ml	Tubes 15 - 50 ml	Tubes 50 ml	Microtubes 0,5 ml	Microtubes 0,5 ml	Microtubes 1,5 - 2 ml	Utilisation générale
Blanc	**188459**	**188471**	**188483**	**188484**	**188485**	**188486**	**188487**	**188493**
Lavande	**188460**	**188472**	-	-	-	-	-	-
Bleu	**188461**	**188473**	-	-	-	-	**188488**	**188494**
Vert	**188462**	**188474**	-	-	-	-	**188489**	**188495**
Jaune	**188463**	**188475**	-	-	-	-	**188490**	**188496**
Orange	**188464**	**188476**	-	-	-	-	**188491**	**188497**
Rose	**188465**	**188477**	-	-	-	-	-	-
Rouge	**188466**	**188478**	-	-	-	-	**188492**	**188498**
Cafe	**188467**	**188479**	-	-	-	-	-	-
Or	**188468**	**188480**	-	-	-	-	-	-
Argent	**188469**	**188481**	-	-	-	-	-	-
Unités/rouleau	1000	1000	1000	500	1500	1000	1000	1000
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Coloris assortis*	**188470**	**188482**	-	-	-	-	-	-
Unités/rouleau	5000	5000	-	-	-	-	-	-
CHF	**NC -**	**NC -**	-	-	-	-	-	-

* Coloris : vert, rouge, bleu, jaune et violet.

Distributeur en acrylique et étiquettes

- En acrylique
- Couleur bleue claire
- A poser sur la paillasse ou à monter au mur (vis non fournies)
- Muni de 4 pieds anti-dérapants
- Pour 6 boîtes de 1000 étiquettes

Référence	Dimensions l x L x h (mm)	CHF
141320	300 x 130 x 120	**NC -**



Etiquettes rondes et rectangulaires

- En polyester inerte
- Pour une utilisation jusqu'à - 196 °C
- Etiquettes rondes : Ø = 9,5 mm
- Etiquettes rectangulaires : L x l = 33 x 13 mm

Bleu	Rouge	Vert	Jaune	Violet	Unités/ carton	CHF/ carton	Assortis *	Unités/ carton	CHF/ carton
Etiquettes rondes									
141322	**141323**	**141324**	**141325**	**141326**	1000	**NC -**	**141321**	5000	**NC -**
Etiquettes rectangulaires									
141327	**141328**	**141329**	**141330**	**141331**	1000	**NC -**	-	-	-

* Utilise deux emplacements du distributeur.

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com