Etiquettes pour cryotubes



Etiquettes DT Cryo-spots

- En polypropylène
- Supportent des températures comprises entre -196 °C à +70 °C
- Pour imprimante thermique
- 4000 étiquettes/rouleau

Coloris	Ø 9,5 mm pour tube 0,5 ml	Ø 13 mm pour tube 1,5 ml	CHF le rouleau de 4000
Bleu	053582	053588	NC -
Vert	053583	053589	NC -
Orange	053584	053590	NC -
Rouge	053585	053591	NC -
Jaune	053586	053592	NC -
Blanc	053587	053593	NC -

Etiquettes résistantes aux solvants/xylène

- Résistantes aux solvants incluant le xylène et l'acétone (courte exposition)
- Résistantes de -80 °C à +93 °C
- Pour imprimante thermique
- Décollage facile sans résidus

Référence	Dimensions (mm)	Etiquettes/ rouleau	CHF le rouleau
053595	26 x 13	1000	NC -
053596	38 x 13	750	NC -
053597	38 x 19	750	NC -
053598	22 x 22	1000	NC -

Etiquettes DT Cryo-tags et spot combo



- Supportent des températures comprises entre -196 °C à +93 °C
- Format adapté pour imprimante Nanodrop Lite
- Dim. tags L x l : 38 x 13 mm
- Diamètre spot : 9,5 mm
- Pour tube de 1,5 ml
- 500 étiquettes/rouleau

Référence	Désignation	CHF le rouleau de 500
053594	Etiquettes cryo-tags et spot combo	NC -

Etiquettes spéciales pour travaux cryogéniques



Etiquettes adhésives spécialement destinées aux supports utilisés en travaux cryogéniques : tubes, microtubes, cryotubes, boîtes de conservation, etc.

- Autoclavables
- Ne se décollent pas au bain-marie
- Ne se déchirent pas
- Très résistantes aux agressifs chimiques
- Température d'utilisation : jusqu'à - 196 °C
- Conditionnées sur feuilles 21,6 x 29,7 cm pour imprimante laser ou sur rouleau de 1000

Etiquettes sur rouleau

L x l (mm)	24 x 13	32 x 13	38 x 19
Pour tubes type	Microtubes 0,5 ml	Microtubes 1,5 ml à 2 ml	Général
Référence	053409	053071	053072
CHF/rouleau de 1000	NC -	NC -	NC -

Etiquettes sur feuilles

L x l (mm)	43 x 19	38 x 19	67 x 25	28 x 44	25 x 25	33 x 13	24 x 13	64 x 13	76 x 51	38 x 6
Disposition par feuilles	4 x 13	5 x 12	3 x 10	7 x 6	8 x 10	5 x 17	7 x 17	3 x 20	4 x 3	4 x 39
Nombre d'étiquettes par feuille	52	60	30	42	80	85	119	60	12	156
Utilisation	Cryotubes	Générale	Rack cryoboîte	Générale	Lame microscopie	Microtubes 1,5 ml	Microtubes 0,5 ml	Microtubes 0,5 à 2 ml	Flacons	Microplaque
Nombre d'étiquettes par paquet	1040	1200	600	840	1600	1700	2380	1200	240	3120
Blanc	053104	053075	053115	053116	053117	053073	053121	053127	053128	053080
Transparent	-	-	-	-	-	053444	053445	-	-	-
Rouge	053105	053110	053529	-	-	053118	053122	-	-	053129
Jaune	053106	053111	053530	-	-	053089	053123	-	-	053130
Bleu	053107	053112	053527	-	-	053090	053124	-	-	053131
Vert	053108	053113	053528	-	-	053119	053125	-	-	053132
Orange	053109	053114	053475	-	-	053120	053126	-	-	053133
Coloris assortis	053525	053524	053490	-	-	053520	053523	-	-	053526
CHF/paquet	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	