Rouleau à double étiquette ronde et rectangulaire

Pour étiqueter les tubes et les bouchons simultanément.

- **Le rouleau comprend :**
  - 500 étiquettes rondes ø 11 mm
  - 500 étiquettes 33 x 13 mm
- **Idéal pour microtubes**

Référence	Coloris	CHF le rouleau de 500
053398	Bleu	NC -
053399	Vert	NC -
053403	Rouge	NC -
053404	Blanc	NC -



Sur-étiquettes Write-protect

Etiquettes transparentes destinées à couvrir et protéger le marquage sur les étiquettes ou sur les microtubes.

- **Livrés en rouleau pré-perforé sur dérouleur**
- **Adhère sur tous matériaux : plastique, verre, métal et papiers d'étiquettes**
- **Supportent des températures de - 190 °C à + 150 °C**

Référence	Désignation	CHF le rouleau de 1000
053093	Sur-étiquettes Write-protect 32 x 13 mm	NC -
053094	Sur-étiquettes Write-protect 41 x 16 mm	NC -



Etiquettes Bake-Tags

Pour le marquage de produits ou tampons destinés à la biologie moléculaire, nécessitant une étape de chauffage pour désactiver RNases et DNases. Format de l'étiquette : 38 x 19 mm.

- **Etiquettes résistant à des températures allant jusqu'à 180 °C en chaleur sèche**
- **Tiennent à l'autoclavage, à la congélation dans l'azote liquide et à l'eau bouillante des bains-marie**
- **Résistent à la plupart des solvants organiques, aux alcools, aux acides et alcalis**

Référence	Désignation	Rouleau de	CHF le rouleau
053095	Etiquettes Bake-Tags	250 étiquettes	NC -



Etiquettes adhésives Wetgrip

Etiquettes adhésives résistantes pour tubes humides, givrés ou congelés.

- **Résistent aux températures jusqu'à - 80 °C**
- **Attachent aux surfaces humides et gelées**
- **Adhèrent aux plastiques, verres, métaux**
- **Résistent aux solvants et produits chimiques**
- **Compatibles avec rotors de centrifugeuse**
- **Coloris blanc**
- **En feuille pour impression laser**

Taille (mm)	Disposition étiquettes	Référence	Etiquettes/ boîte	CHF/ boîte
33 x 13	5/17	053447	1700	NC -
24 x 13	7/17	053448	2380	NC -
38 x 19	5/12	053449	1500	NC -
22 x 22	8/12	053450	2400	NC -



Etiquettes de marquage pour microplaques

- **Etiquettes adhésives de forte résistance aux solvants et aux températures (- 80 °C à + 120 °C), indécollables et indéchirables**
- **Conçues pour s'adapter sur le flanc d'une microplaque (ou d'une boîte de Pétri)**
- **L x l : 38 x 6,4 mm, en rouleau ou sur feuille pour imprimante laser.**

Référence	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ boîte
053079	Etiquettes en rouleau	1000	NC -
053080	Etiquettes sur feuilles à imprimer	3120	NC -



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com