Imprimante BradyJet J2000

NOUVEAU



VIDEO

Saisissez la référence sur MILIAN.COM pour voir la vidéo produit

- Impression jet d'encre couleur haute résolution 4800 dpi
- Configuration automatique des étiquettes
- Remplacement rapide des rouleaux d'étiquettes
- Etiquettes résistant jusqu'à -196 °C et bain d'eau bouillante ou autoclave ; résistance aux produits chimiques tels que éthanol, méthanol, toluène, acétone, xylène, isopropanol, DMSO
- Pour affichage intérieur
- Dimensions : 26,4 x 38,9 cm
- Poids : 3,20 kg
- Longueur minimum étiquettes : 6,35 mm
- Largeur étiquettes : 19 à 101,60 mm
- Impression jusqu'à 3000 étiquettes/jour et 63 mm/seconde
- Connectivité : USB
- Imprimante livrée avec câble d'alimentation, adaptateur secteur, câble USB, guide de démarrage, cartouche d'encre, rouleau d'étiquette pour alignement des têtes d'impression

Modèle	Imprimante J2000 avec suite Workstation pour labo
Référence	834368
CHF	NC -

Etiquettes en PP B-7425J

Réf.	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Etiquettes/ rouleau	CHF/ rouleau
834375	20,96	6,35	-	1500	NC -
834379	50,8	6,35	-	2000	NC -
834373	25,4	9,53	-	2000	NC -
834391	25,4	9,53	9,53	1500	NC -
834374	25,4	12,7	-	2000	NC -
834401	25,4	12,7	11,18	1500	NC -
834388	38,1	12,7	-	1500	NC -
834392	50,8	12,7	-	2000	NC -
834384	33,02	15,24	-	1500	NC -
834383	25,4	19,05	-	2000	NC -
834387	38,1	19,05	-	1500	NC -
834393	25,4	25,4	-	1500	NC -
834390	38,1	25,4	-	1250	NC -
834386	50,8	25,4	-	1500	NC -
834396	38,1	44,45	-	900	NC -

Accessoire

Référence	Désignation	CHF
834402	Cartouche d'encre couleur CMY pour J2000	NC -



Imprimante i 7100 avec applicateur automatique d'étiquettes

NOUVEAU



Gagnez en efficacité avec le module d'étiquetage automatique des tubes.

- Pour l'impression précise et durable en grand volume
- Puissant processeur interne : jusqu'à 7000 étiquettes/jour
- Vitesse d'impression : jusqu'à 300 mm/s
- Résolution d'impression 300 dpi
- Vaste gamme de consommables d'identification haute qualité
- Ecran tactile couleur intuitif

Référence	Désignation	CHF
834772	Imprimante i 7100 300 dpi avec suite LABS et applicateur automatique d'étiquettes	NC -

VIDEO

Saisissez la référence sur MILIAN.COM pour voir la vidéo produit