Bacs de rétention

Bac de rétention en polypropylène




Bac de rétention en polypropylène

- Pour produits corrosifs, produits à haute résistance
- Utilisable sans caillebotis

Réf.	Dim. h x l x p (mm)	Capacité de stockage		Capacite de rétention(l)	Poids (kg)	CHF
		Flacon 1 l	Flacon 2 l			
060076	85 x 455 x 480	18	9	11	5	NC -

Labo rétention 8 litres avec caillebotis



- Idéal pour les manipulations de produits dangereux en laboratoire
- Rotomoulé monobloc en polyéthylène haute densité
- Coloris vert, teinté dans la masse, traité UV
- Qualité alimentaire, imputrescible, inerte à de nombreux produits chimiques
- Certifié ISO 9002
- H x l x L : 70 x 400 x 600 mm

Référence	Désignation	CHF
322001	Caillebotis	NC -

Caractéristiques générales

- Stockage rapide et sécurisé pendant les manipulations
- Retiennent les liquides au fond du bac en cas de fuite
- Facilement nettoyables
- Rebord assurant le maintien des récipients entreposés

Bac de rétention en acier

Bac de rétention en acier



- Pour produits toxiques, nocifs et polluants, livré sans caillebotis
- A compléter par un caillebotis modèles 060291B et 060198B

Réf.	Dim. h x l x p (mm)	Capacité de stockage		Capacite de rétention(l)	Poids (kg)	CHF
		Flacon 1 l	Flacon 2 l			
060274B	30 x 490 x 410	16	9	6	3	NC -
060276B	30 x 1000 x 410	36	20	12	2	NC -
060290B	100 x 1000 x 410	36	2	20	41	NC -
060294B	100 x 480 x 410	16	9	20	5	NC -

Caillebotis pour bac en acier

- Le caillebotis réf. 060291B diminue la capacité de rétention du bac de 6 l
- Le caillebotis réf. 060198B diminue la capacité de rétention du bac de 3 l

Réf.	Pour bac référence	Dim. h x l x p (mm)	Capacité de stockage		Poids (kg)	CHF
			Flacon 1 l	Flacon 2 l		
060291B	060290B	90 x 990 x 400	36	2	3	NC -
060198B	060294B	90 x 480 x 400	16	9	2	NC -

Accessoire

Référence	Désignation	CHF les 10
060070	Tapis absorbants feuilles	NC -

Bacs de rétention en PEHD



001047B



212025

- Agréés contact alimentaire, HACCP
- Emboîtables vides, empilables avec couvercle
- Utilisation -40 °C à +90 °C
- Grilles en PEHD (-40 °C à +90 °C)
- Couvercles transparents en polypropylène (-20 °C à +90 °C)

Bacs 8 l

	Dimensions L x l x h (mm)	Poids (kg)	Blanc	Rouge	Bleu	Vert	Jaune	CHF
Bac	485 x 335 x 75	0,65	001047B	212021B*	212022B*	212023B*	212024B*	NC -
Grille	420 x 270 x 8	0,17	212025	-	-	-	-	NC -
Couvercle	490 x 340	0,31	211967	-	-	-	-	NC -

* avec étiquette de tracabilité HACCP

Bac 8 l + grille + couvercle

Coloris	Blanc	Rouge	Bleu	Vert	CHF
Référence	212026B	212027B	212028B	212029B	NC -

Bacs 10 l - blanc

Référence	Type	Dimensions L x l x h (mm)	Poids (kg)	CHF
001048	Bac	535 x 385 x 80	0,81	NC -
212034	Grille	470 x 320 x 8	0,21	NC -