
Caillebotis clipsables en PEHD



- Isolants et antidérapants, bonne résistance mécanique
- Facilement nettoyables : jet d'eau, nettoyeur haute pression, machine
- Évacuation optimale des liquides
- Installation simple, évolutive
- Utilisation : -40 °C à +90 °C
- Dimensions : 500 x 500 mm

Épaisseur (mm)	Poids (kg)	Blanc	Rouge	Bleu	Vert	Jaune	CHF
22	1,02	212059	212060	212061	212062	212063	NC -
50	2,16	212064	-	-	-	-	NC -

Plateaux de protection de paillasse



- En PVC, avec bords surélevés pour délimiter la zone de travail et contenir les liquides renversés
- Disponible en blanc, en blanc avec pictogramme «risque biologique» ou en jaune avec pictogramme «radioactivité»
- Utilisables avec liner de protection jetable en APET

Dimensions (mm)	460 x 260		540 x 340		570 x 540		1130 x 540	
Couleurs/inscriptions	Réf.	CHF	Ref.	CHF	Réf.	CHF	Réf.	CHF
Blanc	263231	NC -	263240	NC -	263232	NC -	263233	NC -
Blanc «BioHazard»	263228	NC -	263243	NC -	263229	NC -	263230	NC -
Jaune «Radioactivité»	263234	NC -	263245	NC -	263235	NC -	263236	NC -
Liner de protection (par 25)	263225	NC -	263242	NC -	263226	NC -	263227	NC -

Plateaux anti-éclaboussures pour paillasse



- En polyéthylène résistant aux produits chimiques
- Parois latérales transparentes : repérage facile des fuites
- Grille amovible
- Bec verseur pour une vidange facile et rapide
- Compacts : s'adaptent à une paillasse, comptoir ou plan de travail

Référence	Dimensions ext. (mm)	Capacité (l)	CHF
333200	420 x 300 x 100	5,6	NC -
333201	520 x 420 x 100	11,3	NC -


Containers à déchets anti-bêta



Containers à déchets pouvant contenir :
- les bonbonnes de 20 litres Nalgene (grand modèle) ;
- les bonbonnes de 10 litres (petit modèle) ;
- ainsi que les boîtes à déchets cartonnées.

Référence	Désignation	L x l x h (mm)	CHF
028033	Container acrylique anti-bêta pour boîte à déchets petit modèle	330 x 330 x 432	NC -
028689	Container acrylique anti-bêta pour boîte à déchets grand modèle	457 x 457 x 737	NC -

Grande boîte de stockage pour tubes



Boîte en acrylique pour la protection contre les rayons bêta. Couvercle à chanière. Elle peut s'utiliser seule ou complétée par des portoirs pour tubes.

Boîtes de sécurité

Réf.	Désignation	L x l x h ext. (mm)	L x l x h int. (mm)	CHF
041060	Boîte anti bêta	80 x 185 x 105	60 x 165 x 85	NC -

Rack pour boîte de sécurité – Dimensions : 40 x 160 x 80 mm.

Réf.	Capacité portoir	CHF
041055	40 microtubes 0,5 ml	NC -
041054	16 microtubes 0,5 ml	NC -
041052	32 microtubes 1,5 ml	NC -
041064	32 microtubes 0,5 ml	NC -
041053	32 microtubes 2 ml	NC -