Boîte à déchets pour pointes de pipette radioactives

Boîte en acrylique pour la récupération de pointes radioactives. En acrylique transparent pour les rayons bêta [^{32}P]



- **Couvercle supérieur à charnière**
- **Trappe dans le couvercle pour l'insertion des pointes**
- **Se complète avec des sachets imprimés du pictogramme "Radioactif"**

Référence	Désignation	L x l x h (mm)	CHF
037929	Boîte anti-bêta	154 x 171 x 206	NC -

Boîte à déchets radioactifs Bêta

Boîte en acrylique d'épaisseur 9,5 mm pour la protection des isotopes radioactifs bêta.



- **Couvercle amovible**
- **L x l x h : 304 x 203 x 381 mm, accepte des sacs de L x l x h : 305 x 152 x 380 mm**
- **Munie de pinces à fixation pour sacs**

Référence	Désignation	CHF
045900	Boîte en acrylique	NC -

Containers de protection

Containers à déchets en acrylique, livrés avec une bouteille Nalgene de 2 litres. Epaisseur : 9 mm.




Référence	Désignation	ø x h (mm)	CHF
029117	Container à déchets radioactifs avec un flacon de 2 litres	140 x 286	NC -

Flacons de rechange

Référence	Désignation	CHF
029330A	Flacon de rechange 2 litres	NC -

Ecran de protection anti-bêta

Ecran de protection anti-bêta à large base, faisant office de plateau pour les échantillons. Avec pan droit puis incliné, pour une meilleure visibilté du travail effectué.
Epaisseur : 9,5 mm.



Référence	Désignation	L x l x h (mm)	CHF
028678	Ecran acrylique anti-bêta	305 x 305 x 457	NC -
028679	Ecran acrylique anti-bêta	457 x 305 x 610	NC -

Mousse TFD, décontaminant de la radioactivité

Efficace lors de toutes les opérations de décontamination des radio-isotopes usuellement utilisés en médecine nucléaire (Technetium Tc 99,ThalliumTl 201, Gallium Ga 67, Indium 111, Iode I 131), dans les laboratoires de recherche (Carbone C 14, Chrome Cr 51, Tritium T 3, Iode I 125, Phosphore P 32, Xenon Xe 131, Yttrium Y90).
Composition :
- agents tensioactifs : anioniques et non ioniques ;
- agents séquestrants ;
- agents stabilisants propulseur (mélange butane / propane).



- **Détergent et dégraissant : la mousse élimine toutes sortes de salissures et de graisses contaminées**
- **Décontaminant de la radioactivité : les agents séquestrants décrochent et entraînent les radio-isotopes fixés sur tous types de support, formant des complexes métalliques hydrosolubles facilement éliminables**
- **Mousse blanche inodore**
- **pH = 7**
- **Compatible avec tous types de matériaux**
- **A utiliser par pulvérisations directes sur la surface à décontaminer**



Voir aussi nos étiquettes "symbole radioactivité" page 1320


Référence	Désignation	CHF
711171	Décontaminant radioactivite TFD mousse 500 ml	NC -

TFD Peau nettoyant décontaminant radioactivité

- **Savon crème moussant**
- **Non parfumé**
- **Nettoyant, adoucissant, décontaminant de la radioactivité**
- **pH neutre**
- **Empêche le dessèchement de la peau**



Voir détergents désinfectants radioactivité page 1358



Référence	Désignation	CHF
711547B	TFD peau décontaminant de la radioactivité 460 g	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com