Goupillons pour burettes et tubes



➤ **Goupillons pour burettes : garnissage nylon**

➤ **Goupillons pour tubes : bout droit plastique**

Réf.	Diamètre (mm)	Garnissage	Bout	Longueur brossante (mm)	Longueur totale (mm)	CHF
069142A	4	Nylon 9/100°	Brut	50	450	**NC -**
069143A	4	Nylon 10/100°	Retourné	60	480	**NC -**
069146A	4	Nylon 10/100°	Brut	40	250	**NC -**
069141A	6	Nylon 10/100°	Brut	50	450	**NC -**
069140A	10	Soie	Retourné	110	480	**NC -**
069137A	12	Soie	Retourné	80	270	**NC -**
069138A	12	Soie	Droit Pinceau	80	270	**NC -**
069144A	15	Soie	Droit Pinceau	80	270	**NC -**
069130A	18	Soie	Retourné	110	360	**NC -**
069131A	18	Soie	Droit Pinceau	110	360	**NC -**
069132A	25	Soie	Retourné	110	360	**NC -**
069133A	25	Soie	Droit Pinceau	110	360	**NC -**
069127A	25	Nylon 20/100°	Droit Pinceau	110	610	**NC -**
069134A	30	Soie	Retourné	110	360	**NC -**
069136A	30	Nylon 30/100°	Retourné	110	360	**NC -**
069135A	30	Soie	Droit Pinceau	110	360	**NC -**
069129A	50	Soie	Droit Pinceau	120	620	**NC -**
069128A	50	Soie	Retourné	90	440	**NC -**

Gamme de produits nettoyants ProCare Lab

Pour différentes applications et l'élimination des salissures dans les laveurs-désinfecteurs.

Produit	ProCare Lab 11 MA	ProCare Lab 11 AP	ProCare Lab 10 MA	ProCare Lab 10 AP	ProCare Lab 10 AT	ProCare Lab 10 AO	ProCare Lab 30 C	ProCare Lab 30 P
Domaine pH	Détergent moyennement alcalin	Détergent alcalin	Détergent alcalin	Détergent alcalin	Détergent alcalin	Détergent alcalin	Agent neutralisant acide à base d'acide citrique	Agent neutralisant acide à base d'acide phosphorique
Plage de pH	11,7 - 11,9	11,5 - 11,7	11,6 - 11,8	12,5 - 12,7	12,2 - 12,5	11,8 - 12,1	2,9 - 2,5	-
Etat physique	Poudre	Poudre	Liquide	Liquide	Liquide	Liquide / Poudre	Liquide	Liquide / Poudre
Propriétés	Actionanti-mousse, sans agents oxydants	Effet oxydant, sans phosphates	Sans tensioactifs, ni agents oxydants	Sans tensioactifs, ni phosphates, ni agents oxydants	Tensioactifs, sans phosphates, ni silicates, ni agents oxydants	Agents oxydants, sans tensioactifs	Sans tensioactifs, ni phosphates	Sans tensioactifs
Composants	Phosphates, silicates, tensioactifs	Agent de blanchiment à base d'oxygène, tensioactifs	Hydroxyde alcalin, phosphates, silicates	Hydroxyde alcalin, polycarboxylates	Hydroxyde alcalin, polycarboxylates, tensioactifs	Agent de blanchiment à base de chlore, phosphates	Acide citrique	Acide phosphorique
Types de salissure	Sang, protéines, résidus alimentaires	Impuretés organiques et anorganiques	Sang, protéine, résidus de terreau	Résidus tenaces et secs	Résidus tenaces comme les huiles, graisses, paraffines, résines, colorants organiques	Sang, protéines, reste de terre, résidus anorganiques, restes de culture cellulaires et tissulaires, composants radioactifs, algues	Résidus solubles dans l'acide	Calcaire et autres impuretés solubles dans l'acide
Matériaux compatibles	Inox, verrerie de laboratoire, céramique, et plastiques (PE, PP, PVDF, PTFE)	Inox, verrerie de laboratoire, céramique, et plastiques (PE, PP, PVDF, PTFE)	Inox, verrerie de laboratoire, céramique, et plastiques (PE, PP, PVDF, PTFE)	Inox, verrerie de laboratoire, céramique, et plastiques (PE, PP, PVDF, PTFE)	Inox, verrerie de laboratoire, céramique, et plastiques (PE, PP, PVDF, PTFE)	Inox, verrerie de laboratoire, céramique, et plastiques (PE, PP, PVDF, PTFE)	Inox, verrerie de laboratoire, céramique, et plastiques (PE, PP, PVDF, PTFE), neutralisation d'aluminium non anodisé	Inox, verrerie de laboratoire, céramique, et plastiques (PE, PP, PVDF, PTFE)
Matériaux non compatibles	Aluminium anodisé	Métaux légers, métaux non ferreux, aluminium, aluminium anodisé	Aluminium anodisé	Métaux légers, métaux non ferreux, aluminium, aluminium anodisé	Métaux légers, métaux non ferreux, aluminium, aluminium anodisé	Métaux légers, métaux non ferreux, aluminium anodisé, aluminium	Métaux légers, métaux non ferreux, surfaces en chrome et en nickel, aluminium anodisé, prélavage acide d'aluminium non anodisé	Métaux légers, métaux non ferreux, surfaces en chrome et en nickel, aluminium anodisé, aluminium
Conditionnement	10 kg	10 kg	5 l / 10 l	5 l / 10 l	5 l / 10 l	5 l / 12 kg	5 l / 10 l	5 l / 12 kg
Référence	**933452**	**933453**	**933444 / 933445**	**933446 / 933447**	**933448 / 933449**	**933450 / 933451**	**933454 / 933455**	**933456 / 933457**
€HT	**NC -**	**NC -**	**NC - / NC -**	**NC - / NC -**	**NC - / NC -**	**NC - / NC -**	**NC - / NC -**	**NC - / NC -**

Produit	ProCare Lab Universal 61
Etat physique	Sel régénérant, à grains grossiers
Application	Dépôt de calcaire et protection des charges
Conditionnement	6 kg
Référence	**933458**
€HT	**NC -**

Goupillons pour le nettoyage de tubes en verre



Réf.	Longueur (mm)	L x ø tête (mm)	CHF
020391	290	100 x 30	**NC -**
020392	360	120 x 50	**NC -**