Détergents et nettoyants RBS

Gamme de produits nettoyants pour utilisations diverses.

- **Disponibles à différents domaine de pH**

Détergents liquides pour nettoyage manuel, ultrason, ou trempage

- **T 141 : nettoyant détergent polyvalent alcalin**
- **T 105 : détergent alcalin**
- **T 115 : détergent alcalin sans phosphate**
- **T 120 : détergent alcalin sans phosphate, sans chlorure**
- **T 230 : détergent neutre**
- **T 305 : détergent acide à base d'acide phosphorique**
- **T 310 : détergent acide sans acide phosphorique**
- **T 342 : nettoyant désoxydant à base d'acide nitrique**

Détergents liquides pour machine à laver automatique

- **50 : détergent Alcalin**
- **A 260 : détergent Neutre**
- **B 136 : détergent Acide à base d'acide phosphorique**

- **Proposés avec ou sans phosphate**

Détergents en poudre pour machine à laver automatique

- **SOLID : détergent alcalin**
- **SOLID pF : détergent alcalin sans phosphate**

Neutralisants acides pour machine à laver automatique

- **A 375 : Neutralisant acide sans phosphate**
- **NA 2 : Neutralisant acide à base d'acide phosphorique**
- **A utiliser conjointement avec les détergents alcalins**

Agent de nettoyage et de décontamination radioactive

- **IND 470 : nettoie et décontamine, sans halogène**



711666



711669



711670



711687

	T 105	T 115	T 120	T 230	T 305	T 310	T 141	T 342	50	A 260	B 136	SOLID	A 375	NA 2	IND 470
Utilisation															
Machine automatique									•	•	•	•	•	•	
Manuelle ou par trempage	•	•	•	•	•	•	•	•							•
Pour bain à ultrason	•	•	•	•	•	•	•	•							
Application															
Verrerie	•	•	•				•	•	•			•	•	•	
Inox, plastique, porcelaine	•	•	•				•		•				•	•	
Matériaux sensibles (Al, Zn, et alliages)				•			•	•		•					
Détartrant, désoxydant Idéal pour cages d'animaux					•	•		•			•				
Neutralisant acide													•	•	
Décontamination radioactive															•
Etat physique															
Liquide	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
Poudre												•			
pH	Alcalin	Alcalin	Alcalin	Neutre	Acide	Acide	Alcalin	Acide	Alcalin	Neutre	Acide	Alcalin	Acide	Acide	Alcalin
Composition															
Sans phosphate		•	•			•							•		
Sans chlorure			•												
A base d'acide phosphorique					•						•			•	
Conditionnement	4 x 5 l	4 x 5 l	4 x 5 l	4 x 5 l	4 x 5 l	4 x 5 l	4 x 5 l	4 x 5 l	4 x 5 l	4 x 5 l	4 x 5 l	2x4,5kg	4 x 5 l	4 x 5 l	4 x 5 l
Référence	**711668**	**711666**	**711669**	**711670**	**711671**	**711672**	**711688**	**711689**	**711673**	**711686**	**711676**	**711687**	**711679**	**711680**	**711681**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Conditionnement	5 l	-	5 l	5 l	5 l	5 l	5 l	5 l	5 l	5 l	5 l	4,5 kg	5 l	5 l	5 l
Référence	**711668A**	**-**	**711669A**	**711670A**	**711671A**	**711672A**	**711688A**	**711689A**	**711673A**	**711686A**	**711676A**	**711687A**	**711679A**	**711680A**	**711681A**
CHF	**NC -**	**-**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**