Solutions de nettoyage Tickopur et Stammopur

- **Augmentent la cavitation**
- **Nettoient de manière intense sans composés chlorés**
- **S'utilisent à froid ou à chaud**





Gamme	Tickopur					
Désignation	TR 3	R 27	R 30	R 33	RW 77	J 80 U
Détergent	Spécial	Spécial	Neutre	Universel	Ammoniacal	Anti-oxydant / Anti-corrosion
Type	Concentré	Concentré	Concentré	Concentré	Concentré	Prêt à l'emploi
Propriétés	Acide faible, pH 3 à 1%	Acide, pH 1,9 à 1%	Neutre, pH 7	Alcalin, pH 9,9 à 1%	Alcalin, pH 9,9 à 1%	Acide, pH 2
Dosage	1 à 5 %	1 à 5 %	1 à 5 %	1 à 5 %	5 à 10 %	
Remarques	A base d'acide nitrique, sans phosphate	Bactéricide, algicide, fongicide	-	-	-	Utilisation dans des béchers en verre / plastique
Recommandées pour les matériaux suivants	Acier, acier inoxydable Métaux non ferreux Métaux précieux ou légers Verre Plastiques	Acier, métaux Verre Céramique Plastiques	Acier Métaux non ferreux Aluminium Verre Caoutchouc Composés optiques, tamis	Métaux Verre Céramique Plastiques Caoutchouc	Acier, acier inoxydable Métaux non ferreux Verre Composés optiques, tamis Plastiques	Métaux non ferreux Aluminium Cuivre Optiques de microscope électronique Plastiques
Eliminent	Résidus de minéraux Corrosion Graisse Huile Cires Pigments Résidus de broyage et de polissage	Rouille Tartre Résidus de minéraux Silicates Phosphates Ciment Traces d'urine	Graisse Huile Poussière Protéines Cires Films silicone	Graisse Huile Résidus d'encre Protéines Cires Films silicone	Graisse Huile Cires Films silicone Lubrifiants Résidus de broyage et de polissage	Couches d'oxide Couches de sulfite
Réf. - 1 litre	**780143**	**780146**	**780149**	**780152**	**780155**	**780158**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Réf. - 2 litres	**780144**	**780147**	**780150**	**780153**	**780156**	**780159**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Réf. - 5 litres	**780145**	**780148**	**780151**	**780154**	**780157**	**780160**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Réf. - 25 litres	-	-	-	-	-	-
CHF	-	-	-	-	-	-

Détergents 7X

- **Adaptés à l'entretien du matériel destiné à la culture cellulaire**
- **Non toxiques**
- **Utilisables en toute sécurité pour les nettoyages les plus délicats**
- **Conviennent à une utilisation en machine et en bains à ultrasons**



Référence	Désignation	Bidon de	Unités/ carton	CHF/ carton
150115	Détergent 7X	3,8 litres	4	**NC -**
150117	Détergent 7X O-Matic	4 litres	4	**NC -**

Détergent L-900 pour plastiques

Détergent liquide pour le nettoyage des plastiques à pH neutre.
S'utilise à une concentration de 5 %.



Référence	Désignation	CHF
029301	Détergent liquide L-900 (bidon de 4 litres)	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com