Détergent Aquet



- Sans phosphates
- PH neutre
- Pour les surfaces en verre, en plastique
- Non ionique
- Biodégradable
- A utiliser dilué à 1 %

Référence	Désignation	CHF
088831	Détergent Aquet 20 poches x 20 ml	NC -
085935	Détergent Aquet 4 litres	NC -

Nettoyant dégraissant concentré Saniris



- Concentré moussant toutes surfaces
- Dégraisse et détruit les mauvaises odeurs de façon durable
- Sans dérivés phénoliques, sans colorants, sans métaux lourds, sans phosphates
- Formules aux huiles essentielles ou parfum neutre

NOUVEAU

Parfum	Flacon 1 l	Bidon 5 l
Garrigue (thym, romarin, menthe, eucalyptus)	005641A	005642A
Lavande (lavande, bergamote, citron)	005644A	005645A
CHF	NC -	NC -
Parfum neutre	005647A	005648A
CHF	NC -	NC -

Détergent dégraissant/décontaminant radioactivité moussant TFD4



- Liquide translucide inodore
- Solution alcaline (pH à 3 % = 11,8 ; pH à 10% = 12,5 ; pH pur = 13,5 ; densité = 1,08)
- Composition : agents tensioactifs anioniques et non ioniques, agents séquestrants, agents stabilisants
- Propriétés : détergent, dégraissant bactéricide, décontaminant de la radioactivité moussant, également pour les bains à ultra sons

Mode d'emploi :

- Action immédiate : verser TFD4 sur la surface à nettoyer. Laisser agir quelques instants et frotter. Rincer.
- Action rapide : diluer TFD4 (de 3 à 5 %) dans de l'eau chaude à environ 50 °C.
- Tremper le matériel pendant une heure. Brosser si nécessaire. Rincer abondamment à l'eau.
- Action normale : préparer une solution de TFD4 de 0,5 a 3 % avec de l'eau chaude.
- Immerger le matériel de 4 à 12 h. Rincer abondamment.

Référence	Désignation	CHF
711169B	Détergent / décontaminant radioactivité TFD4 5 litres	NC -

Détergent LIPSOL



Mode d'emploi

- Solution diluée de 2 à 5 %
- Tremper les instruments entre 2 et 24 heures
- Bien rincer à l'eau avec un rinçage final à l'eau distillée
- Non recommandé pour les machines à laver



Voir autres décontaminants radioactivité page 1343

Agent de nettoyage concentré pour applications de laboratoire et industrielles.

- Non corrosif, non irritant
- Sans phosphate et sans enzyme, entièrement biodégradable
- Efficace comme agent de décontamination radioactive
- Entièrement éliminé par rinçage
- Livré dans un carton robuste aux normes UN
- Bouchon inviolable
- Classification selon les dernières normes des CHIP (chemical regulations and categories chemical for handling and transport)

Référence	Désignation	CHF
090844	Détergent LIPSOL - bidon de 5 litres	NC -

Aniosyme X3 - détergent pré-désinfectant de l'instrumentation



- Nettoyage renforcé et pré-désinfection de l'instrumentation
- Détergent ultra haute performance, pouvoir nettoyant dégraissant
- Liquide limpide bleu
- Efficacité anti-microbienne optimisée dès 5 minutes
- Nettoyage en bac à ultra-sons
- Ramassage de l'instrumentation souillée
- Complexe tri-enzymatique combiné à un tensioactif non ionique nouvelle génération
- pH neutre : compatible avec les alliages d'aluminium (pH du produit pur : environ 8)
- Formulé sans chlorure : effet anticorrosif vis-à-vis des matériaux

Mode d'emploi

- Diluer à 0,5%, soit verser une dose de 25 ml pour 5 litres d'eau froide ou tiède
- Immerger complètement le dispositif (temps de trempage conseillé : 5 min)
- Brosser si necessaire
- Rincer soigneusement à l'eau du réseau (de bonne qualité microbiologique)
- Essuyer avec un champ propre

	25 doses de 25 ml	200 doses de 25 ml	Flacon doseur de 1 litre	12 flacons doseur de 1 litre	Bidon de 5 litres	4 bidons de 5 litres
Référence	059918A	059918	059919A	059919	059920A	059920
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -