DNA-ExitusPlus et DNA-ExitusPlus IF - RNase-ExitusPlus

DNA-ExitusPlus

Pour la décontamination en 10 minutes à température de 20 °C ou plus. Pour la décontamination des surfaces, des appareils, des plastiques et de la verrerie ainsi que des pipettes. Il suffit d'appliquer le produit sur les surfaces à décontaminer ou de plonger les récipients dans le produit décontaminant. Mode d'emploi fourni avec le produit. A base de composés bio dégradables. Intègre un indicateur coloré permettant de repérer la surface traitée avant essuyage (Version IF sans indicateur).



DNA-ExitusPlus

Volume	100 ml	500 ml	1 l	2,5 l
Vaporisateur	049918	049920	-	-
CHF	NC -	NC -	-	-
Flacon	-	-	049922	049923
CHF	-	-	NC -	NC -

DNA-ExitusPlus IF

Volume	100 ml	500 ml
Vaporisateur	049927	049929
CHF	NC -	NC -

VIDEO

Saisissez la référence sur MILIAN.COM pour voir la vidéo produit

WEB

Saisissez les références sur www.milian.com pour comparer le DNA Exitus Plus face à d'autres réactifs.

RNase-ExitusPlus

Solution de nettoyage non alcaline, non corrosive, non carcinogène, hautement active pour la contamination due aux RNases. Stable environ 18 mois et résistante à la chaleur. Composés bio dégradables, non toxiques. Acides minéraux et substances alcalines non dommageables pour les équipements même après des temps d'incubation prolongés. Une température d'environ 50 °C va augmenter la vitesse de réaction. Conserver à température ambiante.

Volume	500 ml	1 l	2,5 l
Vaporisateur	049912	-	-
CHF	NC -	-	-
Flacon	-	049914	049915
CHF	-	NC -	NC -

RNase Away et DNA Away

Eliminez toutes traces de RNase et d'ADN !

RNase Away

Prête à l'emploi, la solution RNase Away évite tout risque de contamination par RNase. En vaporisateur ou en flacon.

DNA Away

Pour éliminer toute trace d'ADN sur les stations de travail en PCR, les paillasses et l'équipement. Prêt à l'emploi.



Vaporisateur et flacon RNase Away

Désignation	Vaporisateur 475 ml	Flacon 250 ml	Flacon 1 litre	Flacon 4 litres
Référence	038184	038185	038186	038187
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -

Flacon DNA Away

Référence	Désignation	CHF
038188	Flacon de 250 ml de DNA Away	NC -

Décontaminant DNADecon

- **Solution de décontamination très efficace pour l'élimination de la contamination par l'ADN et l'ARN sur les surfaces, les instruments et les équipements de laboratoire**
- **Idéal pour la décontamination des lieux de travail PCR, car il détruit et élimine complètement les molécules d'ADN de toute surface**
- **Peut également être utilisé pour la décontamination des chambres d'électrophorèse, des pipettes, des tubes de réaction, etc...**

Les + : prêt à l'emploi, non alcalin, non cancérigène



NOUVEAU

Référence	Désignation	CHF
215445	Bouteille spray 250 ml	NC -
215446	Recharge 500 ml	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com