Aquabator-Clean™ (100x)



Désinfectant à utiliser dans les bains-marie contre les bactéries et les champignons.

- **Conditions d'utilisation : 10 ml par litre d'eau - changer l'eau toutes les 4-6 semaines et rajouter de l'aquabator-Clean toutes les une à deux semaines**
- **Stable à 100 °C**
- **Biodégradable**

PanReac AppliChem ITW Reagents

Référence	Type	CHF
670935	Aquabator Clean (100x) 250 ml	NC -

Odo clave



- **Neutraliseur d'odeurs**
- **Format 32 x 32 mm**
- **Sachet à placer dans l'autoclave**

Référence	Parfum	CHF les 100
085953	Girofle	NC -
085954	Cerise	NC -
085955	Pin	NC -
085956	Citron	NC -

Désodorisants pour autoclave

Gamme de désodorisants pouvant être utilisés pour neutraliser les odeurs dans l'autoclave.

Référence	Désignation	Volume (ml)	Unités/ carton	CHF/ carton
150280	Déodorant Classic autoclaves (gélules)	-	100	NC -
150281	Déodorant Poma autoclave (gélules)	-	100	NC -
150282	Déodorant Citrus autoclave (gélules)	-	100	NC -
150321	Déodorant Anabac Peach (gélules)	-	100	NC -



