Caissons de filtration Erlab Chemtrap

- **Version H (horizontale) à poser sur une armoire haute ou version V (verticale) destinée aux armoires sous paillasse**
- **Dispositif de prise d'échantillon en façade, pour le contrôle de saturation du filtre sur Chemtrap V smart**
- **Option d'alarme de bon fonctionnement de la ventilation**
- **Molécode pour la détection automatique de la saturation du filtre (en option)**
- **Compatibles avec de nombreuses armoires de sécurité**
- **Configuration des filtres sur demande**



Modèle	Chemtrap H402		Chemtrap V201	
Débit d'air (m³/h)	60		35	
Gaine de raccordement souple	1 m, Ø 80 mm			
Collerette de raccordement adaptable	Ø 50 à 100 mm			
Dimensions (l x p x h) (mm)	482 x 451 x 326		245 x 554 x 632	
Consommation énergétique (W)	20		15	
Alimentation	230V, 50Hz			
	Midcap	Smart	Midcap	Smart
Référence	**271866**	**271865**	**271868**	**271867**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoires

Réf.	Désignation	CHF
271456	Molécode S: capteur de défaut de filtration des solvants	**NC -**
271457	Molécode A : capteur de défaut de filtration des acides	**NC -**
271458	Molécode F : capteur de défaut de filtration des formaldéhydes	**NC -**

Filtres pour Chemtrap H402

- Configuration 1C pour la manipulation de produits liquides

Réf.	Désignation	CHF
271115	Filtre AS pour vapeurs organiques	**NC -**
271286	Filtre BE polyvalent pour vapeurs acides	**NC -**
271875	Filtre F pour vapeurs de formaldéhyde	**NC -**
271874	Filtre K pour vapeurs d'ammoniaque	**NC -**

- Configuration 1P1C pour la manipulation de poudres et de produits liquides. Filtre HEPA H14 obligatoire + 1 filtre carbone

Réf.	Désignation	CHF
271878	Filtre HEPA H14	**NC -**
271631	Filtre AS pour vapeurs organiques	**NC -**
271314	Filtre BE polyvalent pour vapeurs acides	**NC -**
271877	Filtre F pour vapeurs de formaldéhyde	**NC -**
271876	Filtre K pour vapeurs d'ammoniaque	**NC -**

Filtres pour Chemtrap V201

- Configuration 1C pour la manipulation de produits liquides

Réf.	Désignation	CHF
271073	Filtre AS pour vapeurs organiques	**NC -**
271074	Filtre BE polyvalent pour vapeurs acides	**NC -**
271076	Filtre F pour vapeurs de formaldéhyde	**NC -**
271075	Filtre K pour vapeurs d'ammoniaque	**NC -**

- Configuration 1P1C pour la manipulation de poudres et de produits liquides. Filtre HEPA H14 obligatoire + 1 filtre carbone

Réf.	Désignation	CHF
271869	Filtre HEPA H14	**NC -**
271870	Filtre AS pour vapeurs organiques	**NC -**
271871	Filtre BE polyvalent pour vapeurs acides	**NC -**
271873	Filtre F pour vapeurs de formaldéhyde	**NC -**
271872	Filtre K pour vapeurs d'ammoniaque	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com