Armoires résistantes au feu 90 min NF EN 14470-1 avec portes battantes


571024B


571025B

- Corps extérieur en acier
- Revêtement intérieur résistant aux produits chimiques
- Système de maintien des portes inclus
- Serrure de sécurité à canon interchangeable
- Étagères réglables en hauteur par pas de 32 mm
- Charge répartie admissible par étagère : 75 kg
- Raccord Ø 75 mm pour système de ventilation sur le haut de l'armoire (fortement conseillé voir page 1388)
- Certifiées conformes à la norme NF EN 14470-1

ASTUCE

Les armoires de sécurité sont livrées franco de port à quai. Pour une livraison à l'étage, veuillez nous consulter.

VIDEO

Saisissez la référence sur MILIAN.COM pour voir la vidéo produit

Modèle	S90.196.120.WDAS	S90.196.060.WDAS
Protection anti-feu	90 min	90 min
Nombre de portes battantes	2	1
Ø ext. (l x p x h) (mm)	1200 x 615 x 1968	600 x 615 x 1968
Ø int. (l x p x h) (mm)	1050 x 520 x 1740	450 x 520 x 1720
Poids (kg)	420	260
Equipement intérieur	3 étagères, 1 bac de rétention et 1 caillebotis et maintien de porte	
Référence	**571024C**	**571025C**
CHF	**NC -**	**NC -**
Étagère supplémentaire	**571046B**	**571045B**
CHF	**NC -**	**NC -**

Armoires de sécurité Q-Classic résistantes au feu 90 min ou 30 min NF EN 14470-1

Modèle 90 min :
- **Dim. ext. (l x p x h) : 1193 x 615 x 1953 mm**
- **Dim. int. (l x p x h) : 1050 x 522 x 1647 mm**
- **Poids : 424 kg**

Modèle 30 min :
- **Dim. ext. (l x p x h) : 1164 x 620 x 1947 mm**
- **Dim. int. (l x p x h) : 1050 x 519 x 1626 mm**
- **Poids : 240 kg**



- **Fermeture automatique des portes par thermofusible intégré en cas d'incendie**
- **Portes avec arrêt dans tous angles d'ouverture**
- **Socle de transport pour un déplacement facilité, plinthe démontable en option**
- **Étagères réglables en hauteur par pas de 32 mm**
- **Charge répartie admissible par étagère : 75 kg**
- **Raccord Ø 75 mm pour système de ventilation sur le haut de l'armoire (fortement conseillé voir page 1388)**
- **Livré de série avec 3 étagères (1040 x 432 x 30 mm), 1 bac de rétention 33 l et 1 caillebotis**

	Modèle 90 min		Modèle 30 min	
Coloris portes	**Référence**	**CHF**	**Référence**	**CHF**
Jaune	**571094C**	**NC -**	**571114B**	**NC -**
Gris	**571095C**	**NC -**	**571115B**	**NC -**
Rouge	**571096C**	**NC -**	**571116B**	**NC -**
Bleu	**571097C**	**NC -**	**571117B**	**NC -**
Vert	**571098C**	**NC -**	**571118B**	**NC -**
Argent	**571099C**	**NC -**	**571119B**	**NC -**
Blanc	**571100C**	**NC -**	**571120B**	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
571046B	Etagère supplémentaire (dim. : 1040 x 432 x 30 mm)	**NC -**
571101B	Plinthe de socle	**NC -**
571102B	Q-Mover set de 2 pièces (pour le transport simplifié des armoires Q à travers les portes d'une hauteur standard	**NC -**

Les armoires de sécurité sont livrées franco de port à quai. Pour une livraison à l'étage, veuillez nous consulter.

VIDEO

Saisissez la référence sur MILIAN.COM pour voir la vidéo produit