## Armoires de sécurité pour poisons

Spécialement conçues pour le stockage des poisons. Peut s'utiliser comme armoire murale ou comme coffre à poison au sein d'une grande armoire.

- **Construction en 10/10ème**
- **Symboles normalisés**
- **Peinture époxy RAL 9010**
- **Fermeture à clef**

| Référence | H x L x P (mm) | Capacité stockage | Nombre d'étagères | Poids (kg) | CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| 060037 | 380 x 470 x 205 | 12 l | 2 | 10 | 263,85 - |
| 060036 | 580 x 470 x 205 | 19 l | 4 | 15 | 356,45 - |



MF2



MF1




Voir également nos armoires à pharmacie page 1267

## Armoires de sécurité 10 et 20 litres

Spécialement conçues pour le stockage de petits volumes de produits inflammables et autres solvants. En option, extincteur $CO_2$ à déclenchement automatique en cas d'incendie conformes aux spécifications CNPP FSE 98-006.

- **Symboles normalisés**
- **Fermeture à clef automatique**
- **Construction en acier recouvert de peinture époxy RAL 1013**
- **Toit en pente anti- stockage sauvage**
- **Etagère sur bac de rétention**
- **Bac de rétention intégré**
- **Livrées avec un extincteur 120 grammes**



AMS10



AMS20

| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Capacité de stockage | Capacité de rétention | Nombre d'étagères | Bac de rétention | Poids (kg) | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060091 | 455 x 500 x 250 | 260 x 490 x 220 | 10 l | 10 l | 1 | 1 | 12 | 932,35 - |
| 060092 | 500 x 700 x 250 | 260 x 690 x 220 | 20 l | 15 l | 1 | 1 | 20 | 1186,85 - |

## Armoires de sécurité sous-paillasse 30 litres

Spécialement conçues pour stocker vos produits dangereux sous les paillasses de laboratoire. Disponible en version pour produits inflammables, corrosifs (acides et bases) ou toxiques.





SV30 + 4RPV



AB60 + 4RPV

- **Construction en acier 15/10ème avec porte en double paroi**
- **Peinture époxy**
- **Symboles normalisés**
- **Etagères et bac de rétention en acier**
- **Surétagère et bac de rétention en PVC pour le modèle pour acides (AC30)**
- **Orifices de ventilation**
- **Fermeture à clef**
- **Options : roulettes pivotantes, ventilation forcée**

| Référence | Pour produits | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Capacité de stockage | Capacité de rétention | Nombre d'étagères | Bac de rétention | Poids (kg) | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960688 | Inflammables | 670 x 550 x 500 | 650 x 530 x 470 | 30 l | 28 l | 1 | 1 | 30 | NC - |
| 060085 | Acides | 670 x 550 x 500 | 650 x 530 x 470 | 30 l | 28 l | 1 | 1 | 30 | NC - |
| 960689 | Bases | 670 x 550 x 500 | 650 x 530 x 470 | 30 l | 28 l | 1 | 1 | 30 | NC - |
| 060087 | Toxiques | 670 x 550 x 500 | 650 x 530 x 470 | 30 l | 28 l | 1 | 1 | 30 | 1514,85 - |

| Référence | Désignation | CHF |
|---|---|---|
| 060088B | 4 roulettes pivotantes dont 2 à blocage, hauteur totale : 730 mm | 108,90 - |
| 060089 | Ventilateur intégré de 90 m3/heure - 220 volts pour modèles acides, bases ou toxiques | 473,50 - |
| 060090 | Boîtier de commande pour ventilateur M100/4 | 234,20 - |



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com