Armoires de sécurité 30 min. pour produits inflammables



Spécialement conçues pour le stockage des produits inflammables, conformément aux normes EN 14470-1 (04/2004) et FM 6050.

- Construction en panneaux isolants de 38 mm d'épaisseur
- Bac de rétention amovible en partie basse
- Etagères de rétention réglables en hauteur
- Orifice de ventilation Ø 100 mm
- Signalisation par symboles normalisés
- Fermeture à clef en 3 points
- Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique en cas d'incendie
- Répondent aux exigeances de la norme américaine FM 6050 concernant le stockage des produits inflammables
- Résistance de 30 minutes au feu selon la courbe normalisée ISO 834
- Modèles disponibles avec étagères ou à tiroirs

Armoires 30 min à étagères

Référence	Dimensions ext. l x p x h (mm)	Capacité de stockage (l)	Capacité de rétention (l)	Nombre de portes	Nombre d'étagères	Nombre de caillebotis	Poids (kg)	CHF
060337	605 x 630 x 635	30	20	1	-	1	64	NC -
060338	1115 x 630 x 635	60	41	2	-	1	108	NC -
060339	605 x 550 x 1980	130	20	1	3	-	117	NC -
060340	1115 x 550 x 1980	250	41	2	3	-	210	NC -
060341	1092 x 537 x 1198	113	31	2	1	-	170	NC -
060342	1092 x 457 x 1731	170	31	2	2	-	210	NC -
060343	864 x 864 x 1731	228	54	2	2	-	210	NC -

Armoires 30 min à tiroirs

Référence	Dimensions ext. l x p x h (mm)	Capacité de stockage (l)	Capacité de rétention (l)	Nombre de portes	Nombre de tiroirs	Poids (kg)	CHF
960328	605 x 550 x 1980	130	20	1	4	141	NC -
960329	605 x 550 x 1980	130	20	1	5	147	NC -
960330	605 x 550 x 1980	130	20	1	6	153	NC -
960331	1115 x 550 x 1980	250	41	2	4	258	NC -
960332	1115 x 550 x 1980	250	41	2	5	270	NC -
960333	1115 x 550 x 1980	250	41	2	6	287	NC -

Armoires de sécurité 30 min. portes vitrées pour produits inflammables



- 2 modèles à portes vitrées
- Visualisation immédiate des produits stockés dans l'armoire
- Testées et homologuées type 30 minutes à la norme EN 14470-1
- Socle avec cache pour déplacement aisé par transpalette à vide
- Orifices de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel
- Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique en cas d'incendie (thermofusibles)
- Fermeture à clef en 3 points
- Fermeture avec serrure anti-étincelles
- Livrées équipées de 3 étagères et 1 bac de rétention

Réf.	Dim. ext. l x p x h (mm)	Capacité de stockage (l)	Nombre de portes vitrées	Nombre d'étagères	Poids (kg)	CHF
060391	605 x 550 x 1980	130	1	3	117	NC -
060392	1115 x 550 x 1980	250	2	3	210	NC -