

Armoires de sécurité multirisques 30 minutes - EN 14470-1 & FM

- **Résistance de 30 minutes au feu : testées et homologuées type 30 minutes à la norme EN 14470-1**
- **Testées et homologuées 10 minutes à la norme FM 6050 (Factory Mutual internationnal)**
- **Séparation par familles de produits dangereux**
- **Socle avec cache pour déplacement aisé par transpalette, à vide, sauf modèle sous paillasse**
- **Fermeture à clef en 3 points (serrure anti-étincelles)**
- **Orifices de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel**
- **Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique en cas d'incendie**
- **Étagères de rétention réglables en hauteur au pas de 32 mm**
- **Bac de rétention amovible en partie basse**



060358 060359 060363



Equipement interne

Référence	Désignation	Dimensions ext. H x L x P (mm)	Etagère de rétention	Bac de rétention	Caillebottis pour bacs	Poids (kg)	CHF
060358	Armoire sous-paillasse à 2 portes à 2 compartiments	635 x 1115 x 630	-	2	2	108	**NC -**
060359	Armoire haute à 1 porte à 2 compartiments	1980 x 605 x 550	4	2	Option	126	**NC -**
060360	Armoire haute à 1 porte à 3 compartiments	1980 x 605 x 550	3	3	Option	129	**NC -**
060361	Armoire haute à 1 portes à 4 compartiments	1980 x 605 x 550	-	4	4	142	**NC -**
060362	Armoire haute à 2 portes à 2 compartiments	1980 x 1115 x 550	6	2	Option	232	**NC -**
060363	Armoire haute à 2 portes à 3 compartiments	1980 x 1115 x 550	7	3	Option	241	**NC -**
060364	Armoire haute à 2 portes à 4 compartiments	1980 x 1115 x 550	6	4	Option	244	**NC -**
060365	Armoire haute à 2 portes à 4 compartiments	1980 x 1115 x 550	8	4	Option	252	**NC -**

Armoires de sécurité à ventilation filtrante

Système de ventilation /filtration testé et homologué à la norme NF X 15.211. Armoire autonome assurant votre sécurité grâce à un système de ventilation filtration adapté aux produits stockés.

- **Construction en acier recouvert de peinture époxy**
- **Symboles normalisés**
- **Etagères perforées et tiroirs bacs de rétention au bas de l'armoire**
- **Fermeture à clef**
- **Portes vitrées assurant une visualisation immédiate**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
060120	Filtre à charbon actif pour vapeurs inflammables	**NC -**
060112	Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques et corrosives	**NC -**



060109B

Référence	Dim. ext. H x L x P (mm)	Dim. int. H x L x P (mm)	Capacité de stockage (l)	Nombre d'étagères	Bac de rétention	Nombre de compartiments	Poids (kg)	CHF
060106B	1900 x 800 x 545	1500 x 780 x 500	140 litres	4	1	1	140	**NC -**
060107B	1900 x 800 x 545	(2x) 1500 x 380 x 500	120 litres	8	2	2	150	**NC -**
060108B	1950 x 1600 x 545	(2x) 1500 x 780 x 500	260 litres	8	2	2	280	**NC -**
060109B	1950 x 1600 x 545	1500 x 780 x 500 + (2x) 1500 x 380 x 500	280 litres	12	3	3	290	**NC -**
060119B	1950 x 1600 x 545	(4x) 1500 x 380 x 500	240 litres	16	4	4	300	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com