Mobiliers de laboratoire Köttermann

NOUVEAU



Köttermann Systemlabor

ASTUCE

Vous avez un projet de nouveau laboratoire ?
Ne perdez pas de temps...
Appelez-nous !
Nous nous chargeons de l'étude complète :
plans 3D, devis, installation...





Tables de travail fixes et mobiles Köttermann

- Différentes largeurs et profondeurs
- Revêtement Mélamine TopResist® ou Trespa Toplab® Plus
- Table équipée d'une étagère en acier
- Poids total supporté : 250 kg paillasse fixe et 100 kg paillasse mobile
- Livrées démontées, assemblage facile par vissage et collage
- **Mélaminé TopResist®** sans rebord, polyvalent, bonne résistance aux produits chimiques, robuste, idéal pour les appareils
- **HPL qualité laboratoire,Trespa® TopLab® PLUS** : composé de résines phénoliques et fibres cellulosiques. Très dense, excellente résistance aux produits chimiques, imputrescible. Facile à décontaminer, idéal en salle blanche, zone humide, et diverses applications chimiques





Tables fixes de profondeur 600 mm et hauteur 900 mm

Révêtement	Mélamine TopResist®		Trespa Toplab® Plus	
Dimensions (mm) : L x P x H	Réf.	CHF	Réf.	CHF
900 x 600 x 900	382209	NC -	382228	NC -
1200 x 600 x 900	382210	NC -	382229	NC -
1500 x 600 x 900	382211	NC -	382230	NC -

Tables mobiles de profondeur 600 mm hauteur 900 mm

Révêtement	Mélamine TopResist®		Trespa Toplab® Plus	
Dimensions : L x P x H (mm)	Réf.	CHF	Réf.	CHF
1200 x 600 x 900	382215	NC -	382220	NC -
1500 x 600 x 900	382216	NC -	382221	NC -

Tables fixes de profondeur 750 mm et hauteur 900 mm

Révêtement	Mélamine TopResist®		Trespa Toplab® Plus	
Dimensions (mm) : L x P x H	Réf.	CHF	Réf.	CHF
900 x 750 x 900	382212	NC -	382231	NC -
1200 x 750 x 900	382213	NC -	382232	NC -
1500 x 750 x 900	382214	NC -	382233	NC -

Tables mobiles de profondeur 750 mm hauteur 900 mm

Révêtement	Mélamine TopResist®		Trespa Toplab® Plus	
Dimensions : L x P x H (mm)	Réf.	CHF	Réf.	CHF
900 x 750 x 900	382217	NC -	382222	NC -
1200 X 750 x 900	382218	NC -	382223	NC -
1500 x 750 x 900	382219	NC -	382224	NC -