
Paillasses avec cuves–hauteur 90 cm

➤ **Comprend :**
- **1 plan de travail avec cuve**
- **1 siphon**
- **1 bandeau de façade**
- **1 meuble fixe sous cuve ou piètement métallique**
- **Avec ou sans dosseret tablette**

Type de cuve	Largeur paillasse (mm)	Dimensions internes des cuves (L x l x p mm)
En dalle grès étiré	600	1 cuve : 450 x 390 x 210
En polypropylène	600	1 cuve : 380 x 380 x 210
	900	1 cuve : 540 x 380 x 310
	1200 et 1500	2 cuves : 380 x 380 x 210

Paillasse avec cuve, sur meuble





Paillasse avec cuve et dosseret-tablette, sur piètement

Paillasse avec cuve sur meuble

Composition cuve		Cuve grès étiré		Cuve polypropylène	
Dim. : L x P (mm)	Nbr de cuves	Réf.	CHF	Réf.	CHF
600 x 600	1	374276	NC -	374260	NC -
900 x 600	1	-	-	374261	NC -
1200 x 600	2	-	-	374262	NC -
1500 x 600	2	-	-	374263	NC -
600 x 750	1	374281	NC -	374264	NC -
900 x 750	1	-	-	374265	NC -
1200 x 750	2	-	-	374266	NC -
1500 x 750	2	-	-	374267	NC -

Paillasse avec cuve sur meuble et dosseret tablette

Composition cuve		Cuve grès étiré		Cuve polypropylène	
Dim. : L x P (mm)	Nbr de cuves	Réf.	CHF	Réf.	CHF
600 x 750	1	374519	NC -	374268	NC -
900 x 750	1	-	-	374269	NC -
1200 x 750	2	-	-	374270	NC -
1500 x750	2	-	-	374271	NC -
600 x 900	1	374524	NC -	374272	NC -
900 x 900	1	-	-	374273	NC -
1200 x 900	2	-	-	374274	NC -
1500 x 900	2	-	-	374275	NC -

ASTUCE




Egalement disponible : paillasse avec cuve sur piètement et/ou dosseret-tabelette, nous consulter.

Autres cuves sur demande

Accessoires : robinetterie

Robinets à eau col de cygne à 250 pour cuve et col de cygne à 150 pour bénitier.



Robinet sur dosseret

Robinet sur table



Robinets sur dosseret	Col de cygne à 250		Col de cygne à 150	
	Réf.	CHF	Réf.	CHF
Mélangeur eau chaude et froide	374306	NC -	-	-
Robinet eau froide	374308	NC -	374307	NC -


Référence	Désignation	CHF
374316	Flexible d'alimentation eau coudet sur dosseret (prevoir 2 flexibles alimentation pour le mélangeur)	NC -
374318	Flexible évacuation	NC -

Robinets sur table	Col de cygne à 250		Col de cygne à 150	
	Réf.	CHF	Réf.	CHF
Mélangeur eau chaude et froide	374361	NC -	-	-
Robinet eau froide	374313	NC -	374312	NC -


Référence	Désignation	CHF
374317	Flexible d'alimentation droit sur table (prevoir 2 flexibles pour le mélangeur)	NC -
374318	Flexible évacuation	NC -

Angles pour paillasses

➤ **Comprend :**
- **1 plan de travail**
- **1 piètement d'angle avec ou sans dosseret-tablette (profondeur dosseret tablette 150 mm)**



Angle nu



Angle avec dosseret

Angle nu

Révêtement	Verre émaillé		Stratifié		Grès étiré	
Dimensions : L x P (mm)	Réf.	CHF	Réf.	CHF	Réf.	CHF
600 x 600	374220	NC -	374224	NC -	374228	NC -
750 x 750	374222	NC -	374226	NC -	374230	NC -

Angle avec dosseret tablette

Révêtement	Verre émaillé		Stratifié		Grès étiré	
Dimensions : L x P (mm)	Réf.	CHF	Réf.	CHF	Réf.	CHF
750 x 750	374221	NC -	374225	NC -	374229	NC -
900 x 900	374223	NC -	374227	NC -	374231	NC -

Table de pesée

Référence	Dim. : L x P (mm)	Dosseret tablette	CHF
374252	600 x 600	Sans	NC -
374253	600 x 750	Avec	NC -
374254	600 x 750	Sans	NC -
374255	600 x 900	Avec	NC -

➤ **Plan de travail stratifié avec masse anti-vibration**

➤ **Hauteur : 900 mm**



Table de pesée sans dosseret

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com