Sièges et tabourets de laboratoire ALSIT (suite)

GAMME ANTISTATIQUE

Tabourets : ➤ **Assise : Ø 33 cm, épaisseur 5 cm**

Piètement	Hauteur d'assise (cm)	Sans repose-pieds		Avec repose-pieds	
		Référence	CHF	Référence	CHF
5 patins	40 - 53	694290	NC -	694313	NC -
5 patins	47 - 67	694291	NC -	694314	NC -
5 patins	53 - 78	694292	NC -	694315	NC -
5 patins	62 - 87	694293	NC -	694316	NC -
5 roulettes	42 - 55	694294	NC -	694317	NC -
5 roulettes	49 - 69	694295	NC -	694318	NC -
5 roulettes	55 - 80	694296	NC -	694319	NC -

Assis debout : ➤ **Assise L x P : 34 x 27 cm**

Piètement	Hauteur d'assise (cm)	Référence	CHF
5 patins	53 - 78	694297	NC -
5 patins	62 - 87	694298	NC -

- Modèle conçus selon les recommandations de la norme NF74010
- Revêtement en vinyle noir
- Vérin : à gaz, en tube d'acier chromé avec amortisseur testés selon DIN 4550, hauteur réglable
- Piètement acier chromé sur patins ou roulettes, diamètre 54 cm



Siège technique

- Assise : largeur 44 cm, profondeur 39 cm
- Dossier : hauteur 25 cm, réglable en hauteur

Siège technique à contact permanent

- Assise : largeur 47 cm, profondeur 44 cm
- Dossier : hauteur 33 cm, réglable en hauteur, inclinaison ajustable

Piètement	Hauteur d'assise (cm)	Sans repose-pieds		Avec repose-pieds		Sans repose-pieds		Avec repose-pieds	
		Référence	CHF	Référence	CHF	Référence	CHF	Référence	CHF
5 patins	41 - 54	694299	NC -	694320	NC -	694306	NC -	694325	NC -
5 patins	48 - 68	694300	NC -	694321	NC -	694307	NC -	694326	NC -
5 patins	54 - 79	694301	NC -	694133	NC -	694308	NC -	694066	NC -
5 patins	63 - 88	694302	NC -	694322	NC -	694309	NC -	694327	NC -
5 roulettes	43 - 56	694303	NC -	694323	NC -	694310	NC -	694328	NC -
5 roulettes	50 - 70	694304	NC -	694324	NC -	694311	NC -	694329	NC -
5 roulettes	56 - 81	694305	NC -	694065	NC -	694312	NC -	694330	NC -

Assis-debout FIN BIMOS

NOUVEAU

- Assise large montée sur une colonne à inclinaison ergonomique
- Supporte 60 % du poids du corps
- Encombrement réduit
- Utilisation intuitive et réglage facile ; assise pivotante de 20°
- Réglable en hauteur : 660 à 850 mm
- Stable, léger et mobile
- Larges poignées intégrées
- Piètement aluminium robuste
- Assise en mousse PU

Référence	Désignation	CHF
724731	Assis-debout FIN - assise mousse PU - noir	NC -
724732	Assis-debout FIN - assise mousse PU - bleu	NC -
724733	Assis-debout FIN - assise mousse PU - gris	NC -
724734	Assis-debout FIN ESD - assise mousse PU - gris	NC -



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com