Sièges techniques BIMOS (suite)

Sièges modèle « Néon »

- **Une structure mécanique à contact permanent ou système synchrone**
- **2 coussins de rembourrage amovibles, interchangeables**
- **Revêtement du coussin à choisir selon utilisation (autres revêtements, nous consulter)**
- **Couleur des coussins : noire standard et bordure orange (autres couleurs sur demande)**
- **Forme ergonomique et confortable, élargie en partie inférieure et étroite en partie supérieure**
- **Dossier à contact permanent ou système synchrone**
- **Réglage individuel de la hauteur du dossier et de la profondeur d'assise pour un soutien parfait du dos**
- **Livrés en kit, faciles à monter**
- **Autres modèles, nous contacter**



2 revêtements au choix :

Néon rembourrage en cuir synthétique :
- Lavable, facile d'entretien, résiste aux huiles et aux désinfectants, doux et confortable, très grande robustesse.

Néon rembourrage en mousse intégrale :
- extrêmement robuste, lavable, résiste aux tensions mécaniques, résiste aux étincelles, ne craint pas les acides légers et facilité d'entretien ;
- recommandée dans les environnements où l'on manipule des substances agressives.

Modèle	Sièges Néon 1 sur patins		Sièges Néon 2 sur roulettes	
				
Piétement aluminium noir	Oui		Oui	
Dossier à contact permanent	Oui	Non	Oui	Non
Système synchrone	Non	Oui	Non	Oui
Réglage de tension	Oui		Oui	
Réglage de la profondeur de l'assise	Oui		Oui	
Réglage de l'inclinaison de l'assise	Oui		Oui	
Réglage en hauteur du dossier	Oui		Oui	
Bordure flexbande standard / Happy orange	Standard		Standard	
Coussin revêtement cuir synthétique Magic noir	**724513**	**724515**	**724517**	**724519**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Coussin revêtement mousse intégrale noir	**724514**	**724516**	**724518**	**724520**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Sièges modèle «Labsit»

- **Sièges adaptés à de nombreux laboratoires**
- **Ergonomiques et flexibles, s'adaptent facilement aux mouvements de l'utilisateur**
- **2 types de revêtements : cuir synthétique ou mousse polyuréthane, faciles à entretenir et nettoyer, traités antibactérien**
- **Piètement polyamide (piètement aluminium disponible en option)**
- **Design moderne avec différents coloris au choix**



Modèle	Siège Labsit 2		Siège Labsit 3		Siège Labsit 4	
	➤ Sur roulettes et piètement		➤ Sur patins avec repose-pieds		➤ Roulettes autobloquantes et repose-pieds circulaire	
Hauteur d'assise (mm)	450 - 650		520 - 770		560 - 810	
Largeur du siège (mm)	450		450		450	
Profondeur du siège (mm)	420		420		420	
Modèle cuir synthétique	**Réf.**	**CHF**	**Réf.**	**CHF**	**Réf.**	**CHF**
Bleu	724521	NC -	724525	NC -	724529	NC -
Anthracite	724533	NC -	724537	NC -	724541	NC -
Blanc	724545	NC -	724549	NC -	724553	NC -
Orange	724557	NC -	724561	NC -	724565	NC -
Vert	724569	NC -	724574	NC -	724577	NC -
Modèle mousse PU	**Réf.**	**CHF**	**Réf.**	**CHF**	**Réf.**	**CHF**
Bleu	724522	NC -	724526	NC -	724530	NC -
Anthracite	724534	NC -	724538	NC -	724542	NC -
Blanc	724546	NC -	724550	NC -	724554	NC -
Orange	724558	NC -	724562	NC -	724566	NC -
Vert	724570	NC -	724574	NC -	724578	NC -

Tabouret modèle «Labsit»



- **Tabouret sur roulettes avec assise confortable**
- **Lavable, résistant aux désinfectants et robuste**
- **Hauteur du siège 450 - 650 mm**
- **Largeur et profondeur du siège : 400 mm**
- **Diamètre piètement : 640 mm**
- **Assise en mousse polyuréthane et piètement polyamide**

Référence	Désignation	CHF
724582	Tabouret Labsit PU noir avec roulettes	NC -

Option : accoudoirs

Référence	Désignation	CHF
724581	Accoudoirs pour siège (lot de 2 pièces)	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com