# AGITATEURS MAGNÉTIQUES NON-CHAUFFANT PETIT VOLUME

## Mini agitateur magnétique Topolino




| | |
|---|---|
| Interface | Analogique |
| Capacité d'agitation (l) | 0,5 |
| Vitesse (rpm) | 300 - 1800 |
| Matériaux / Ø plaque (mm) | PP / 80 |
| Dim. (l x p x h) (mm) | 95 x 115 x 37 |
| Poids (kg) | 0,32 |
| Conditions d'utilisation | +5 à +40 °C / 80 % HR |
| Indice de protection | IP 21 |
| **Référence** | **250146** |
| **CHF** | **NC -** |

## Mini agitateur magnétique ClearLine®




| | |
|---|---|
| Interface | Analogique |
| Capacité d'agitation (l) | 1,5 |
| Vitesse (rpm) | 100 - 1500 |
| Dimensions plateau (mm) | 85 x 85 |
| Dim. (l x p x h) (mm) | 120 x 120 x 30 |
| Poids (kg) | 0,2 |
| Conditions d'utilisation | +4 à +45 °C / 80 % HR |
| **Référence** | **062703CL** |
| **CHF** | **NC -** |

## Agitateur magnétique MR Hei-Mix S



| | |
|---|---|
| Interface | Analogique |
| Capacité d'agitation (l) | 5 |
| Vitesse (tr/min) | 0 à 2200 |
| Diamètre plateau (mm) | 104 |
| Matériaux plateau | PVDF |
| Dimensions L x p x h (mm) | 140 x 126 x 80 |
| Poids (kg) | 1,1 |
| Conditions d'utilisation | 5 à 31 °C / 80 % HR |
| Indice de protection | IP21 |
| **Référence** | **498703** |
| **CHF** | **NC -** |

## Mini-agitateur magnétique avec support d'électrode

- **Accélération progressive du barreau magnétique**
- **Livrés avec barreau magnétique**



052097



054636

| | |
|---|---|
| Capacité d'agitation max. (l) | 1 |
| Vitesse (tr/min) | 100 - 1000 |
| Diamètre plateau (mm) | 137 |
| Matériaux plateau | Plastique ABS |
| Dimensions L x h (mm) | 134 x 51 |
| Poids (kg) | 0,64 |
| Condition d'utilisation | 0 à 50 °C / 95 % HR |

| **Coloris** | Noir | Blanc arctique | Bleu | Vert mousse | Charbon | Ivoire | Orange | Lavande | Bleu glacier | Vert | Jaune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Référence sans support** | **524008** | **054698** | **052097** | **524009** | **524010** | **524011** | **524012** | **524013** | **052094** | **052096** | **052092** |
| **CHF** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** |
| **Référence avec support** | **054627** | **054628** | **054629** | **054630** | **054631** | **054632** | **054633** | **054634** | **054635** | **054636** | **054637** |
| **CHF** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** |

## Agitateurs magnétiques affichage digital Color Squid et Big Squid

- **Affichage digital de la vitesse**



| Modèle | Color Squid | Big Squid |
|---|---|---|
| Interface | Digitale | |
| Capacité d'agitation (l) | 1 | 1,5 |
| Vitesse (tr/min) | 0 - 2500 | |
| Diamètre plateau (mm) | 115 | 160 |
| Matériaux plateau | verre | |
| Dimensions (l x p x h) (mm) | 145 x 160 x 45 | 180 x 195 x 40 |
| Poids (kg) | 0,54 | 0,7 |
| Conditions d'utilisation | 5 à 40 °C / 80 % HR | |
| Indice de protection | IP 54 | |
| **Référence** | **250194** | **250193** |
| **CHF** | **NC -** | **NC -** |

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com