Agitateurs magnétiques C-MAG IKA



IP 21

Modèle	C-MAG MS 4	C-MAG MS 7	C-MAG MS 10
Interface	Analogique		
Capacité d'agitation (l)	5	10	15
Vitesse (rpm)	100-1500		
Dimensions plateau (mm)	100 x 100	180 x 180	260 x 260
Matériaux plateau	Vitrocéramique		
Dim. L x l x H (mm) / Poids (kg)	150 x 260 x 105	220 x 330 x 105	300 x 415 x 105
Poids (kg)	3	5	6
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80 % HR		
Indice de protection	IP 21		
Référence	**250167**	**250168**	**250169**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Agitateurs magnétiques 15 l Stuart



002071B

VIDEO



Saisissez la référence sur MILIAN.COM pour voir la vidéo produit

IP 32

Selon modèle

- **Traitement antibactérien BioCote**
- **Livré avec 2 aimants PTFE 25 mm**

Modèle	US151	UC151
Interface	Analogique	
Capacité d'agitation max. (l)	15	
Vitesse d'agitation (tr/min)	100-2000	
Dimensions de la surface (mm)	150 x 150	
Matériaux plateau	Acier inoxydable	Céramique
Dimensions (l x p x h) (mm)	172 x 248 x 109	172 x 248 x 107
Poids net (kg)	2	
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80 % HR	
Indice de protection	IP32	
Référence	**002070B**	**002071B**
CHF	**NC -**	**NC -**

Agitateurs magnétiques Stuart



Selon modèle

- **Traitement antibactérien BioCote**
- **Interface en verre trempé résistant aux agents corrosifs**
- **Plaque en aluminium à revêtement céramique, ou plaque en céramique**

Interface	Analogique		
Capacité d'agitation (l)	15		
Vitesse (rpm)	50 - 2000		
Dimensions plaque (mm)	150 x 150		
Dimensions (l x p x h) (mm)	180 x 300 x 93		
Poids (kg)	2,3		
Couleur	Bleu	Blanc	Noir
Référence plaque aluminium	**841423**	**841424**	**841425**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Référence plaque céramique	**841426**	**841427**	**841428**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Agitateur magnétique 20 litres



Interface	Analogique
Capacité d'agitation (l)	20
Vitesse (rpm)	0 - 1500
Diamètre plateau (mm)	135
Matériaux plateau	Céramique
Dim. (l x p x h) (mm)	200 x 130 x 65
Poids (kg)	2,4
Conditions d'utilisation	+5 à +40°C / 80% HR
Indice de protection	IP42
Référence	**861007B**
CHF	**NC -**