Agitateurs magnétiques chauffants ARE et AREX





IP 42

Selon modèle

GARANTIE 3 ANS

WEB



Retrouvez les accessoires AluBlock sur www.milian.com

- **Modèle AREX à connexion pour thermorégulateur VTF**
- **Témoin de chauffe de la plaque pour prévenir l'utilisateur et éviter les brûlures**
- **Adapté aux plateaux AluBlock pour une conversion en bloc chauffant**
- **Modèle AREX Pro livré avec sonde pt100**
- **Garantie 3 ans**

Modèle	ARE	AREX	AREX Pro
Interface	Analogique		Digitale
Capacité d'agitation (l)	15	20	
Vitesse (rpm)	0 - 1500		
Gamme de températures	Ambiante à + 370 °C		
Port thermorégulateur	Non	Oui	
Ø plateau (mm)	135		
Matériaux plaque	Aluminium	Aluminium avec revêtement céramique	
Dimensions (l x p x h) (mm)	165 x 280 x 115		
Poids (kg)	2,6		
Indice de protection	IP 42		
Référence	**399003B**	**399004B**	**399119**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
399024	Thermorégulateur VTF	**NC -**
399014	Tige statif	**NC -**
399590	Noix de serrage pour sonde pt100 *	**NC -**

* Non adapté au thermorégulateur VTF

Packs AREX

Réf.	Désignation	CHF
399041	Pack agitateur chauffant AREX + thermorégulateur VTF + statif	**NC -**
399111	Pack agitateur chauffant AREX Pro + thermorégulateur VTF + statif	**NC -**

Agitateurs magnétiques chauffants 20 litres



IP 42

Selon modèle

- **Plateau acier inox à revêtement céramique**
- **Témoin de chauffe de la plaque pour prévenir l'utilisateur et éviter les brûlures**

Affichage	Analogique	Digital
Capacité d'agitation (l)	20	
Vitesse (rpm)	1000 - 1500	
Température de chauffe (°C)	Ambiant - +340	
Sonde Pt1000	Non	Oui (incluse)
Ø plateau	135	
Matériaux plateau	Acier inox à revêtement céramique	
Dim. L x l x H (mm)	280 x 160 x 85	
Poids (Kg)	2,8	
Conditions d'utilisation	5 - 40 °C / 80 % HR	
Type de protection	IP 42	
Référence	**861049B**	**861010B**
CHF	**NC -**	**NC -**

Agitateur magnétique chauffant 20 litres à affichage digital



- **Livré avec tige statif**

Interface	Digitale
Capacité d'agitation (l)	20
Vitesse (rpm)	80- 1500
Température de chauffe (°C)	Ambiant à +380
Dimensions plateau (mm)	180 x 180
Matériaux plateau	Acier inox à revêtement céramique
Dimensions (l x p x h) (mm)	307 x 206 x 99
Poids (kg)	3,3
Référence	**088921**
CHF	**NC -**