Barreaux magnétiques Asteroid



Idéal pour les grands volumes, liquides visqueux et récipients à fond inégaux.

- **Aimant Samarium/ Cobalt pour un fort couple magnétique**
- **En PTFE agréé FDA, autoclavable**
- **Forme prismatique à faces convexes**
- **Fortes turbulences**

Type	l x Ø (mm)	Référence	CHF
Asteroid 25	25 x 14	**699054**	**NC -**
Asteroid 40	40 x 28	**699035**	**NC -**
Asteroid 70	70 x 38	**699055**	**NC -**

Barreaux magnétiques ultra robustes Komet



Idéal pour les solutions visqueuses et les vitesses élevées

- **Aimant Samarium/Cobalt pour un fort couple magnétique**
- **En PTFE, autoclavable**

Type	l x Ø (mm)	Référence	CHF
Komet 90	90 x 24	**078625**	**NC -**
Komet 50	50 x 21	**078626**	**NC -**
Komet 30	30 x 12	**078628**	**NC -**
Komet 15	15 x 9	**078627**	**NC -**
Komet 90 avec bague pivot	90 x 31	**078631**	**NC -**
Komet 50 avec bague pivot	50 x 26	**078630**	**NC -**
Komet 30 avec bague pivot	30 x 17	**078629**	**NC -**

Aimant à poignée



Permet le retrait facile du barreau sans plonger dans le liquide

- **Coque en polystyrène**

Référence	Désignation	CHF
085111	Aimant à poignée	**NC -**

Tige de récupération



Tige rigide à extrémité magnétique pour le retrait des barreaux

- **En PP économique, ou en PTFE résistant chimiquement**

	PP		PTFE	
l x Ø (mm)	Réf.	CHF	Réf.	CHF
150 x 10	-	-	**085892**	**NC -**
250 x 10	-	-	**085893**	**NC -**
300 x 10	**085857**	**NC -**	-	-
350 x 10	**085894**	**NC -**	**095969**	**NC -**
450 x 10	**095971**	**NC -**	**095970**	**NC -**

Barreaux magnétique pour solution visqueuse



Idéal pour les solutions visqueuses.

- **Aimant Samarium/ Cobalt pour un fort couple magnétique**
- **En PTFE agréé FDA, USP classe VI, autoclavable**
- **Bague pivot limitant les frottements et améliorant l'efficacité**
- **Forme octogonale pour fortes turbulences**

l x Ø (mm)	Référence	CHF
13 x 9,5	**088867**	**NC -**
25,4 x 9,5	**088868**	**NC -**
51 x 9,5	**088869**	**NC -**
76 x 13	**088870**	**NC -**

Jeu de barreaux assortis



Réf.	Nb total barreaux	Types de barreaux	Composition	CHF
085854	12	Octogonaux avec pivot	2 barreaux de chaques dimensions suivantes : l x Ø (mm) 12,7 x 8 ; 25 x 9,5 ; 38 x 9,5 ; 16 x 8 ; 51 x 9,5 ; 64 x 9,5	**NC -**
085119	6	Octogonaux (sans boite de rangement)	2 barreaux de chaques dimensions suivantes : l x Ø (mm) 25 x 8 ; 38 x 8 ; 51 x 8	**NC -**
085855	22	Cylindriques à pivot amovible	2 barreaux de chaques dimensions suivantes : l x Ø (mm) 12,7 x 9,5 ; 25 x 8 ; 51 x 9,5 ; 12,7 x 8 ; 19 x 8 ; 25 x 9,5 ; 38 x 8 ; 44 x 8 ; 51 x 8 ; + 1 barreau de chaques dimensions suivantes : 32 x 8 ; 32 x 9,5 ; 38 x 9,5 ; 44 x 9,5	**NC -**
085120	6	Cylindriques à pivot amovible (sans boite de rangement)	2 barreaux de chaques dimensions suivantes : l x Ø (mm) 28 x 8 ; 38 x 8 ; 51 x 8	**NC -**
085856	24	Octogonaux avec couleur	3 barreaux (jaune, rouge et bleu) de chaques dimensions suivantes : l x Ø (mm) 12,7 x 3 ; 16 x 8 ; 22 x 8 ;12,7 x 8 ; 25 x 8 ; 38 x 8 ; 51 x 8 ; 76 x 12,7	**NC -**
045843	18	Cylindriques lisses	2 barreaux de chaques dimensions suivantes : l x Ø (mm) 10 x 6 ; 15 x 6 ; 20 x 7 ; 25 x 8 ; 30 x 8 ; 40 x 8 ; 50 x 8 ; 60 x 10 ; 80 x 10	**NC -**
095962	12	Ovoïdes	2 barreaux de chaques dimensions suivantes l x Ø (mm) : 10 x 5 ; 15 x 6 ; 25 x 10 ; 30 x 10 ; 35 x 13 ; 50 x 17 ; 70 x 27	**NC -**
095963	18	A bande latérale	2 barreaux de chaques dimensions suivantes l x Ø (mm) : 10 x 6 ; 15 x 6 ; 20 x 7 ; 25 x 8 ; 30 x 7 ; 40 x 8 ; 50 x 8 ; 60 x 7 ; 80 x 10	**NC -**
095964	12	Format mini	3 barreaux (jaune, rouge et bleu) de chaques dimensions suivantes l x Ø (mm) : 8 x 1,5 ; 5 x 2 ; 7 x 2 ; 10 x 3	**NC -**
085121	6	Format mini (sans boite de rangement)	2 barreaux de chaques dimensions suivantes : l x Ø (mm) : 8 x 1,5 ; 7 x 2 ; 10 x 3	**NC -**
095966	14	Octogonaux et lisses	2 barreaux de chaques dimensions suivantes l x Ø (mm) : Octogonaux : 13 x 8 ; 15 x 8 ; 25 x 10 ; 38 x 10 ; 51 x 10 ; Lisses : 7 x 2 ; 10 x 3	**NC -**
085122	6	Colorés (sans boite de rangement)	2 barreaux 25 x 7 mm de chaques couleurs suivantes : Jaune, rouge et bleu	**NC -**