Agitateur à pale HEI-Torque Heidolph (suite)

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
498832	Statif fixe h. 700 mm	NC -
498799	Statif fixe XXL h. 1000 mm	NC -
498743	Statif ajustable h. 725 - 1025 mm	NC -
498744	Pince de serrage	NC -
499918	Cable RS232 pour Hei-Torque Precision	NC -





Tiges d'agitation à pale et demi lune

- Adaptées aux vitesses moyennes
- Adaptées aux liquides à viscosité faible à moyenne
- Modèles BR12, BR14 et BR18 à lame rétractables pour un accès simplifié dans les flacons à cols étroits




pale demi-lune

	Pale croisée BR10	Pale droite BR11	Pale pliante BR12	Pale large BR13	Pale pliante BR14	Demie-lune BR18
						
Dimension pale L x l (mm)	50 x 12	Adapté aux	60 x 15	70 x 70	90 x 10	65 x 18 x 3
Longueur (mm)	400			450	400	350
Ø tige (mm)	8					
Matériaux pale	Inox					PTFE
Référence	**498821**	**498822**	**498823**	**498824**	**498825**	**498826**
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Pales d'agitation type hélices

- Adaptéese aux vitesses moyennes à élevées
- Adaptées aux liquides à viscosité moyenne à élevée
- Agitation axiale



pale hélice

	Hélice simple PR39	Hélice simple PR30	Hélice à anneau PR31	Hélice à anneau PR32	Hélice à anneau PR33
					
Ø pale (mm)	75	58	33	45	66
Longueur totale (mm)	350	400			
Ø tige (mm)	8				
Matériaux pale	PTFE	Inox			
Référence	**498831**	**498776**	**498828**	**498829**	**498830**
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Pales d'agitation à flux radial

- Adaptées aux vitesses moyennes à élevées
- Adaptées aux liquides à viscosité jusqu'à 500mPa s
- Idéal pour le dégazage de solutions




pale radiale

	Flux radial TR20	Flux radial TR21
		
Ø pale (mm)	29	50
Longueur totale (mm)	400	
Ø tige (mm)	8	
Matériaux pale	Inox	
Référence	**498745**	**498746**
CHF	NC -	NC -

Pales d'agitation forme ancre

- Pour des vitesses faibles
- Adapté aux liquides avec viscosité moyenne à élevée



	Type ancre AR19
	
Dimensions pale (Ø x h) (mm)	60 x 40 x 5
Longueur totale (mm)	350
Ø tige (mm)	8
Matériaux pale	PTFE
Référence	**498827**
CHF	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com