Agitateurs vortex pour utilisation manuelle ou continue

Agitateur vortex Genius 3 IKA



Interface	Analogique
Vitesse (rpm)	0 - 2500
Orbite (mm)	4
Mode d'utilisation	Manuel ou continu
Dimensions (l x p x h) (mm)	127 x 136 x 149
Poids (kg)	4,5
Conditions d'utilisation	+5 à +40°C / 80% HR
Indice de protection	IP21
Référence	**3340000**
CHF	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
250320	Support Ø 88 mm pour fioles	**NC -**
3342400	Support universel pour inserts	**NC -**
3344300	Insert mousse pour 54 microtubes 1,5/2 ml *	**NC -**
250321	Insert mouse pour 18 tubes Ø 10 mm *	**NC -**
250322	Insert mouse pour 12 tubes Ø 12 mm *	**NC -**
250323	Insert mouse pour 8 tubes Ø 16 mm *	**NC -**
250324	Insert mouse pour 8 tubes Ø 20 mm *	**NC -**
250325	Insert mouse pour 1 Erlenmeyer 100 à 250 ml *	**NC -**
3344400	Insert mouse pour 1 microplaque SBS *	**NC -**

* Utilisables uniquement avec le support universel, non inclus (3342400)

Agitateur vortex LMS



Interface	Analogique
Vitesse (rpm)	0 - 3000
Mode d'utilisation	Manuel ou continu
Dimensions (l x p x h) (mm)	130 x 155 x 155
Poids (kg)	3,1
Référence	**079030**
CHF	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
088933	Portoir mousse pour microplaque	**NC -**
088934	Support caoutchouc pour fioles	**NC -**

Vortex LSE Corning®



Interface	Analogique
Vitesse (rpm)	0 - 2850
Mode d'utilisation	Manuel ou continu
Dimensions (l x p x h) (mm)	140 x 160 x 130
Poids (kg)	2,2
Conditions d'utilisation	+4 à +65 °C / 80 % HR
Référence	**006776**
CHF	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
00480101	Support mousse 24 tubes 1,5/2ml, 24 tubes 0,5ml et 32 tubes 0,2ml	**NC -**
00480102	Support mousse 1 microplaque, 64 tubes 0,2ml ou 8 barrettes PCR 8 tubes	**NC -**
00480103	Support mousse 8 tubes 15 et 8 tubes 12/13mm	**NC -**
00480104	Support mousse 6 tubes 50ml	**NC -**
00480105	Support mousse 12 tubes 1,5/2ml (horizontal)	**NC -**
00480106	Support mousse 4 tubes 15ml (horizontal)	**NC -**
00480107	Support mousse 2 tubes 50ml (horizontal)	**NC -**