Agitateurs vortex pour utilisation manuelle ou continue

Agitateurs vortex Reax Top et Reax Control

- **Emplacement pour tige statif**

Agitateur vortex Reax Control :

- **Contrôle éléctronique de la vitesse pour une precision accrue même dans la plage basse**

Modèle	Reax Top	Reax Control
Interface	Analogique	
Vitesse (rpm)	100 - 2500	0 - 2500
Orbite (mm)	5	
Mode d'utilisation	Manuel ou continu	
Dimensions (l x p x h) (mm)	134 x 172 x 105	
Poids (kg)	2,8	
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80 % HR	
Indice de protection	IP22	
Référence	**498601**	**498604**
CHF	**NC -**	**NC -**



498604

IP 22

GARANTIE 3 ANS

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
498602	Support pour flacon jusqu'à 50 ml	**NC -**
498603	Support mousse pour 10 microtubes 1,5/2 ml	**NC -**
498651	Tige statif 210 mm avec pince pour tube	**NC -**

Agitateur Vortex Stuart SA8

Interface	Analogique
Vitesse (rpm)	200 - 2500
Orbite (mm)	4,2
Mode d'utilisation	Manuel ou continu
Dimensions (l x p x h) (mm)	135 x 215 x 78
Poids (kg)	3,2
Conditions d'utilisation	+5 à +40°C / 80% HR
Indice de protection	IP31
Référence	**090783**
CHF	**NC -**



IP 31

Retrouver le kit d'accessoires en Option (supports plaques et tubes...) sur milian.com

WEB

Agitateurs vortex pour utilisation manuelle, continue ou sur minuteur

Agitateurs vortex MS3 IKA



IP 21

- **Détection du type de support pour la détermination de la vitesse maximale**

Modèle	MS3 Basic	MS3 Digital	MS3 Control
Interface	Analogique	Digitale	
Vitesse (rpm)	0 - 3000		100 - 3000
Orbite (mm)	4,5		
Mode d'utilisation	Manuel ou continu	Manuel, continu ou minuteur	
Minuteur	-	1s à 999 min	1 s à 3599 min
Dimensions (l x p x h) (mm)	148 x 205 x 63		
Poids (kg)	2,9		3,16
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80 % HR		
Indice de protection	IP21		
Référence	**250158**	**250134**	**260591**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

MS3 Control :

- **Port USB pour le contrôle à distance de l'appareil**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
3426600	Support universel pour inserts mousse	**NC -**
250084*	Insert mousse pour 14 tubes Ø 8 mm	**NC -**
250083*	Insert mousse pour 6 tubes Ø 10 mm	**NC -**
250082*	Insert mousse pour 4 tubes Ø 15 mm	**NC -**
250081*	Insert mousse plein à découper	**NC -**
3426400	Support pour 1 microplaque	**NC -**
250440**	Insert pour plaque PCR 96 puits ou 96 tubes 0,2 ml	**NC -**

* utilisables uniquement avec le support 3426600, non inclus
** utilisable uniquement avec le support 250440, non inclus

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com