Agitateurs vortex pour utilisation manuelle, continue ou sur minuteur (suite)

Agitateur vortex Genie 2 & Genie Pulse



Selon modèle

Le plus versatile, nombreuses configurations pour toute situation.

- **Livrés avec tête standard et support Ø75mm pour fioles**
- **Garantie 2 ans**

Vortex Genie Pulse :

- **Fonction Pulse pour un mélange par intervalles**

Modèle	Genie 2	Genie 2T	Genie 2 digital	Genie Pulse
Interface	Analogique		Digitale	
Vitesse (rpm)	600 - 2700		500 - 2850	
Orbite (mm)	6			
Mode d'utilisation	Manuel ou continu	Manuel, continu ou minuteur		
Minuteur	-	1 s à 60 min	1s à 99 min	
Dimensions (l x p x h) (mm)	165 x 122 x 165			
Poids (kg)	4			
Conditions d'utilisation	0 à +38 °C / 95 % HR			
Référence	**079008**	**079009**	**079070**	**079115**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoires



Réf.	Photo N°	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
Support avec inserts mousse ronds				
079012	-	Support rond seul	1	**NC -**
079013*	2	Insert mousse pour 30 microtubes 1,5/2 ml et 30 microtubes 0,2/0,5 ml	2	**NC -**
079014*	3	Insert mousse pour 1 microplaque	2	**NC -**
079127*	3A	Insert mousse pour 1 plaque Deepwells	2	**NC -**
079015**	-	Kit complet support + inserts ronds **	1	**NC -**
Support en polypropylène avec inserts mousse				
079016B	5	Support PP seul	1	**NC -**
079017*	10	Courroie de fixation	2	**NC -**
079018*	8	Insert mousse pour 4 tubes Ø 29-37 mm	2	**NC -**
079019*	7	Insert mousse pour 4 tubes Ø 20-29 mm et 4 tubes Ø 14-20mm	2	**NC -**
079020*	6	Insert mousse pour 4 tubes Ø 13-15 mm et 8 tubes 8-12 mm	2	**NC -**
079021*	9	Insert mousse plein à découper	2	**NC -**
079022**	-	Kit complet support en PP avec inserts **	1	**NC -**

* utilisables uniquement avec le support adapté, non inclus
** inclue le support et 1 insert adapté de chaque type

Réf.	Photo N°	Désignation	CHF/ carton
Portoirs horizontaux			
079097	17	Portoir horizontal pour 6 tubes 50ml	**NC -**
079098	18	Portoir horizontal pour 12 tubes 15ml	**NC -**
079099	19	Portoir horizontal pour 24 microtubes 1,5/2 ml	**NC -**
Portoirs verticaux			
079100	23	Portoir vertical pour 6 tubes 50ml	**NC -**
079101	24	Portoir vertical pour 12 tubes 15ml	**NC -**
079102	25	Portoir vertical pour 24 microtubes 1,5/2ml	**NC -**
079104	26	Portoir vertical pour 6 tubes 50ml, 6 tubes 15ml et 12 microtubes 1,5/2ml	**NC -**
Portoirs verticaux haute vitesse			
079120	20	Portoir vertical haute vitesse pour 3 tubes 50ml	**NC -**
079121	21	Portoir vertical haute vitesse pour 6 tubes 15ml	**NC -**
079122	22	Portoir vertical haute vitesse pour 9 tubes 1,5ml	**NC -**
Autres portoirs			
079058	16	Portoir pour 2 ampoules courtes et 2 tubes 15ml	**NC -**
078059B	15	Portoir pour 2 ampoules longues et 2 tubes 15ml	**NC -**