Agitateurs vortex pour utilisation manuelle, continue ou sur minuteur (suite)

Agitateurs vortex à vitesse variable Ohaus

➤ **Livré avec tête pour tubes et tête 76mm pour fioles**

➤ Modèle VXMNPS :

➤ **Fonction Pulse pour l'homogénéisation avec billes en verre**

➤ **Livré avec portoir acier inox pour 12 microtubes**

Modèle	VXMNAL	VXMNDG	VXMNPS
Interface	Analogique	Digitale	Digitale
Vitesse (rpm)	500 - 2500	300 - 2500	500 - 2500
Orbite (mm)	4,9		2,5
Mode d'utilisation	Manuel ou continu	Manuel, continu ou minuteur	
Minuteur	-	1 s à 9999 min	
Dimensions (l x p x h) (mm)	210 x 165 x 123		
Poids (kg)	4,4		
Conditions d'utilisation	+4 à +40 °C / 85 % HR		
Référence	**192142**	**192143**	**192144**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Accessoires

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
192330	Support pour portoirs en mousse	1	**NC -**
192314*	Insert mousse pour 24 microtubes 1,5/2 ml et 24 microtubes 0,2/0,5 ml	2	**NC -**
192312*	Insert mousse pour 16 tubes Ø 14-16 mm	2	**NC -**
192313*	Insert mousse pour 13 tubes Ø 20-25 mm	2	**NC -**
192315*	Insert mousse pour microplaques	2	**NC -**

* utilisables uniquement avec le support adapté, non inclus

Agitateurs vortex Velp

Gamme complète avec modèles infrarouge limitant les risques de TMS.

➤ **Garantie 3 ans**

➤ Modèles à capteur infrarouge :

➤ **Mode manuel à détection infrarouge activant l'agitation sans pression et limitant les risques de TMS**

Modèle	Classic	Wizard	ZX3	ZX4	TX4
Interface	Analogique				Digital
Vitesse (rpm)	0 - 3000				
Orbite (mm)	4,5				
Mode d'utilisation	Manuel ou continu				Manuel, continu ou minuteur
Capteur infrarouge	-	Oui	-	Oui	
Minuteur	-	-	-	-	1 s à 999 min
Dimensions (l x p x h) (mm)	180 x 220 x 70		150 x 130 x 165		
Poids (kg)	2,2		2,7		
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80 % HR				
Indice de protection	IP42				
Référence	**399005**	**399006**	**399045**	**399639**	**399057**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Accessoires

Référence	Désignation	CHF
399007	Support mousse pour 19 microtubes 1,5/2 ml	**NC -**
399008	Support mousse à découper	**NC -**
399009	Support mousse pour 5 tubes à essai Ø 16 mm	**NC -**
399010	Support mousse pour 1 microplaque	**NC -**
399011	Support caoutchouc Ø 50 mm pour fioles	**NC -**
399013	Support pour 4 tubes Ø 29 mm	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com