Agitateurs vortex à portoirs grande capacité

Agitateur vortex Multi Reax



IP 30

- **Livré complet avec un carrousel 26 tubes Ø 10-16 mm et un carrousel 12 tubes 16-32 mm**

Retrouver les carrousels de remplacement sur www.milian.com

WEB

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	150 - 2000
Orbite (mm)	3
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	1 s à 999 min
Dimensions (l x p x h) (mm)	270 x 410 x 272
Poids (kg)	9,8
Conditions d'utilisation	+5 à +40°C / 80% HR
Indice de protection	IP30
Référence	**498644**
CHF	**NC -**

Agitateur vortex grande capacité Benchmixer XL et XLQ



Idéal pour les analyses de pesticides selon QuEChERS.

- **Fonction pulse pour l'agitation d'échantillons difficiles**
- **Garantie 2 ans**

Agitateur Benchmixer XL :

- **Livré avec insert mousse pour 50 tubes Ø 12 mm**

Agitateur Benchmixer XLQ :

- **Livré avec insert mousse horizontal pour 7 tubes 50 ml, insert vertical pour 50 tubes 15 ml et insert vertical pour 50 tubes 1,5 ou 2,0 ml**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
062520	Portoir mousse pour 96 tubes 0,5 ml ou Ø 8 mm	**NC -**
062521	Portoir mousse pour 50 microtubes 1,5/2 ml ou Ø 10 mm	**NC -**
062522	Portoir mousse pour 50 tubes Ø 12 mm	**NC -**
062523	Portoir mousse pour 50 tubes Ø 13 mm	**NC -**
062524	Portoir mousse pour 50 tubes 15 ml ou Ø 16,5 mm	**NC -**
062526	Portoir mousse pour 15 tubes Ø 25 mm	**NC -**
062525	Portoir mousse pour 15 tubes 50 ml ou Ø 29 mm	**NC -**
062804	Portoir pour 7 tubes 50 ml horizontal	**NC -**
062527	Portoir pour 3 microplaques	**NC -**

Modèle	Benchmixer XL	Benchmixer XLQ
Interface	Digitale	
Vitesse (rpm)	500 - 2500	
Orbite (mm)	3,6	
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur	
Minuteur	1 min à 99h59 min	
Dimensions (l x p x h) (mm)	385 x 235 x 420	
Poids (kg)	13	
Conditions d'utilisation	+4 à +45 °C / 70 % HR	
Référence	**062519**	**062775**
CHF	**NC -**	**NC -**

Agitateurs vortex grande capacité Ohaus

OHAUS

Selon modèle



Idéal pour les analyses de pesticides selon QuEChERS

- **Livré avec insert mousse pour 50 tubes Ø 12 mm**

Modèles digitaux :

- **Fonction pulse pour l'agitation d'échantillons difficiles**

Modèle	VXMTAL	VXMTDG
Interface	Analogique	Digitale
Vitesse (rpm)	1200 - 2400	500 - 2500
Orbite (mm)	3,6	
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur	
Minuteur	0 à 60s	1 s à 9999 min
Dimensions (l x p x h) (mm)	384 x 241 x 406	
Poids (kg)	20,3	
Conditions d'utilisation	+4 à +40 °C / 85 % HR	
Référence acier brut	**333748**	**333749**
Référence acier peint	**333790**	**333791**
CHF	**NC -**	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
333750	Portoir mousse pour 50 microtubes 1,5/2 ml ou Ø 10 mm	**NC -**
333751	Portoir mousse pour 50 tubes Ø 12 mm	**NC -**
333752	Portoir mousse pour 50 tubes Ø 13 mm	**NC -**
333753	Portoir mousse pour 50 tubes Ø 16 mm	**NC -**
333755	Portoir mousse pour 28 tubes 25 ml	**NC -**
333754	Portoir mousse pour 15 tubes 50 ml	**NC -**
333756	Kit d'extension de tige pour tubes hauts	**NC -**
333757	Ensemble plateaux supérieur et inférieur de remplacement	**NC -**