Agitateurs vortex pour microplaques

Agitateur vortex MPS-1 Grant-bio



- **Silencieux : niveau sonore inférieur à 50db**
- **Garantie 2 ans**

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	300 - 3200
Orbite (mm)	3
Capacité standard	1 microplaque SBS
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	1 à 60 min
Dimensions (l x p x h) (mm)	225 x 215 x 150
Poids (kg)	5,1
Conditions d'utilisation	+4 à +40 °C / 80% HR
Référence	**144813**
CHF	**NC -**
Pack complet (vortex + 4 portoirs)	**144814**
CHF	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
144815	Support pour 24 microtubes 1,5/2 ml	**NC -**
144816	Adapteur pour 32 microtubes 0,5 ml	**NC -**
144817	Adaptateur pour 24 microtubes 0,5 ml et 48 microtubes 0,2 ml ou 6 barrettes PCR	**NC -**
144818	Adaptateur pour 96 microtubes 0,2 ml ou 1 plaque PCR demi-jupe ou sans jupe	**NC -**

Agitateur vortex pour utilisation continue IKA Matrix



- **Reconnaissance automatique des blocs pour déterminer la vitesse maximale**
- **Changement rapide des adaptateurs**

Modèle	Orbital Matrix
Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	300 - 3000
Orbite (mm)	3
Capacité standard	1 microplaque SBS ou 1 plaque Deepwell
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	1s à 6000 min
Dimensions (l x p x h) (mm)	200 x 120 x 320
Poids (kg)	7,2
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80% HR
Indice de protection	IP21
Référence	**260644**
CHF	**NC -**

Blocs

Référence	Capacité	CHF
260663	24 microtubes 0,5 ml	**NC -**
260664	24 microtubes 1,5 ml ou 2,0 ml	**NC -**
260665	1 plaque PCR 96 puits ou 96 tubes 0,2 ml	**NC -**

Agitateur vortex pour microplaques



Interface	Analogique
Vitesse (rpm)	0 - 1500
Orbite (mm)	4,5
Capacité standard	1 microplaque SBS
Mode d'utilisation	Continu
Dimensions (l x p x h) (mm)	260 x 150 x 80
Poids (kg)	3
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80% HR
Indice de protection	IP21
Référence	**861013B**
CHF	**NC -**

Accessoire

Référence	Désignation	CHF
861025	Plateau pour 2 microplaques	**NC -**