Agitateur vortex MixMate Eppendorf

- **Silencieux : niveau sonore inférieur à 50db**
- **Technologie anti-éclaboussure pour limiter les contaminations croisées**
- **Technologie 2D Mix-Control pour un mouvement d'agitation parfaitement plan**
- **Garantie 2 ans**

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	300 - 3500
Orbite (mm)	3
Capacité standard	1 microplaque SBS
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	15s à 99h30 min
Dimensions (l x p x h) (mm)	170 x 230 x 130
Poids (kg)	4,2
Conditions d'utilisation	+2 à +40 °C / 75% HR
Référence	**999576**
CHF	**NC -**



Accessoires

Référence	Désignation	CHF
033959	Portoir pour 96 tubes PCR, barrettes PCR ou plaques PCR 96 puits demi-jupées ou sans jupe	**NC -**
033960	Portoir pour 24 microtubes 0,5 ml	**NC -**
033961	Portoir pour 24 microtubes 1,5/2 ml	
999577	Portoir pour 8 tubes coniques 5 ou 15 ml	**NC -**
999578	Portoir pour 24 tubes coniques 25 ou 50 ml	**NC -**

Agitateurs vortex pour microplaques Ohaus

- **Livré avec une tête standard et un support pour 1 microplaque**

Modèle	VXMPAL	VXMPDG
Interface	Analogique	Digitale
Vitesse (rpm)	300 - 3500	
Orbite (mm)	3,5	
Capacité standard	1 microplaque SBS	
Mode d'utilisation	Manuel ou continu	Manuel, continu ou minuteur
Minuteur	-	1s à 160h
Dimensions (l x p x h) (mm)	267 x 137 x 114	
Poids (kg)	5,3	
Conditions d'utilisation	+4 à +40 °C / 85% HR	
Référence	**192148**	**192147**
CHF	**NC -**	**NC -**



Accessoire

Référence	Désignation	CHF
192296	Portoir pour 2 microplaques	**NC -**

Agitateur vortex pour microplaques PMS-1000i Grant-bio

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	150 - 1200
Orbite (mm)	2
Capacité standard	2 microplaques SBS
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	1min à 24h
Dimensions (l x p x h) (mm)	205 x 220 x 90
Poids (kg)	2
Conditions d'utilisation	+4 à +40 °C / 80% HR
Référence	**144206B**
CHF	**NC -**



Accessoire

Référence	Désignation	CHF
144207	Plateau pour 4 microplaques	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com