Agitateurs vortex multipostes pour microplaques

Agitateurs vortex pour microplaques ELED



➤ **Garantie 2 ans**

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	150 - 1200
Orbite (mm)	2,5
Capacité standard	4 microplaques
Mode d'utilisation	Minuteur ou continu
Minuteur / programmation	jusqu'à 99h 59 min
Dimensions (l x p x h) (mm)	383 x 260 x 145
Poids (kg)	12,8
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80% HR
Référence	**229201**
CHF	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
229129	Plateforme pour 6 microplaques	**NC -**
229220	Adaptateur pour 50 microtubes 1,5 ml	**NC -**
229221	Adaptateur pour 40 tubes à centrifuger 15 ml	**NC -**
229222	Adaptateur pour 21 tubes à centrifuger 50 ml	**NC -**

Agitateur vortex pour microplaques Orbit P4



Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	100 - 1200
Orbite (mm)	3
Capacité standard	4 microplaques SBS
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	30s à 99 min
Dimensions (l x p x h) (mm)	168 x 279 x 153
Poids (kg)	4,3
Conditions d'utilisation	+4 à +65 °C / 85% HR
Référence	**096502**
CHF	**NC -**

