Agitateur vortex pour microplaques ClearLine

➤ **Garantie 2 ans**

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	200 - 1500
Orbite (mm)	3
Capacité standard	4 microplaques SBS
Mode d'utilisation	Minuteur ou continu
Minuteur / programmation	1 min à 99 h
Dimensions (l x p x h) (mm)	333 x 298 x 120
Poids (kg)	5,5
Conditions d'utilisation	+4 à +65 °C
Référence	**060976CL**
CHF	**NC -**



Accessoires

Référence	Désignation	CHF
062874	Adaptateur pour 20 microtubes 1,5 ou 2,0 ml	**NC -**
062875	Adaptateur pour 20 microtubes 0,5 ml	**NC -**

Agitateur pour microplaques Ohaus

➤ **Augmentation progressive de la vitesse d'agitation**

➤ **Compatible avec les environnements riches en CO_2**

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	100 - 1200
Orbite (mm)	3
Capacité standard	4 microplaques
Mode d'utilisation	Minuteur ou continu
Minuteur / programmation	1s - 160h
Dimensions (l x p x h) (mm)	413 x 254 x 102
Poids (kg)	10,9
Conditions d'utilisation	-10 à +60 °C / 80% HR
Référence	**192112**
CHF	**NC -**



Accessoire

Référence	Désignation	CHF
192218	Support pour 70 microtubes 1,5 ou 2,0 ml	**NC -**

Agitateurs vortex pour microplaques Genie

➤ **Fonction pulse pour l'agitation d'échantillons difficiles**

➤ Agitateur vortex Multi-Microplaques Genie Digital

➤ **Plateau supplémentaire empilable en option pour une capacité totale de 8 microplaques**

Modèle	Genie Pulse Digital	Multi-microplate Genie Pulse Digital
Interface	Digitale	
Vitesse (rpm)	500 - 3000	
Orbite (mm)	1	
Capacité standard	1 microplaque SBS	4 microplaques SBS
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur	
Minuteur	0,1s à 99 min	
Dimensions (l x p x h) (mm)	165 x 165 x 165	335 x 240 x 165
Poids (kg)	2,75	
Conditions d'utilisation	+0 à +38 °C / 95% HR	
Référence	**079128**	**079117**
CHF	**NC -**	**NC -**



079128

079117



Accessoires

Référence	Désignation	CHF
079069	Plateau empilable 4 microplaques pour agitateur multi-microplaques	**NC -**
079118	Kit pour plaques PCR demi-jupe ou sans jupe	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com