Agitateurs vortex à plateforme

Agitateur vortex à plateforme Ohaus



- **Augmentation progressive de la vitesse d'agitation**
- **Compatible avec les environnements riches en CO_2**
- **Livré avec plateforme antidérapante**

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	100 - 1200
Orbite (mm)	3
Dimensions plateforme (mm)	299 x 222
Charge maximale (kg)	3,6
Mode d'utilisation	Minuteur ou continu
Minuteur / programmation	1s - 160h
Dimensions (l x p x h) (mm)	413 x 254 x 102
Poids (kg)	10,9
Conditions d'utilisation	-10 à +60 °C / 80 % HR
Référence	**192111**
CHF	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
192225	Plateforme 218 x 297mm à 2 rouleaux	**NC -**
192218	Portoir pour 70 microtubes 1,5 ou 2,0 ml	**NC -**
192219	Portoir pour 63 tubes Ø 10-13mm	**NC -**
192223	Portoir pour 35 tubes à centrifuger 15ml	**NC -**
192224	Portoir pour 12 tubes à centrifuger 50ml	**NC -**

Référence	Désignation	CHF
192189	Pince inox pour Erlenmeyer 50 ml	**NC -**
192190	Pince inox pour Erlenmeyer 125 ml	**NC -**
192191	Pince inox pour Erlenmeyer 250 ml	**NC -**
192192	Pince inox pour Erlenmeyer 500 ml	**NC -**
192200	Pince inox pour bouteille 500 ml	**NC -**

Agitateurs vortex à plateforme Multi Vortex Genie et Vortex Genie Max



079075



079144

- **Boitier en zinc peint**

Agitateur Multi Vortex Genie

- **Livré avec plateforme à rouleaux et 2 racks pour 12 tubes jusqu'à Ø 29 mm**

Agitateur Vortex Genie Max

- **Fonction d'inversion automatique du sens de rotation avec contrôle de l'accélération**
- **Fonction pulse pour un mélange par intervalles**
- **Livré avec plateforme à rouleaux**

Modèle	Multi Vortex Genie	Vortex Genie Max
Interface	Digitale	
Vitesse (rpm)	200 - 950	500 - 2000
Orbite (mm)	4	2,5
Dimensions plateforme (mm)	240 x 280	
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur	
Minuteur	1 à 99min	1 min à 99h 59 min
Dimensions (l x p x h) (mm)	310 x 270 x 195	
Poids (kg)	11,3	10,4
Conditions d'utilisation	0 à 38 °C / 95 % HR	
Référence	**079075**	**079144**
CHF	**NC -**	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
079145	Rack pour 10 tubes jusqu'à Ø 29 mm	**NC -**
079146	Set de 2 racks pour 10 tubes jusqu'à Ø 29 mm	**NC -**
079147	Insert mousse pour 2 microplaques	**NC -**
079148	Set de 2 inserts mousse pour 2 microplaques	**NC -**

