Agitateur orbital basse vitesse pour blotting

Agitateur orbital Blotter Clearline



➤ **Livré avec plateforme antidérapante**

Interface	Analogique
Vitesse (rpm)	3 - 70
Orbite (mm)	19
Dimensions plateforme (mm)	350 x 300
Charge maximale (kg)	4
Mode d'utilisation	Continu
Dimensions (l x p x h) (mm)	355 x 305 x 200
Poids (kg)	3,4
Conditions d'utilisation	+4 à +45 °C
Référence	**060954CL**
CHF	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
060955	Plateforme empilable hauteur entre les étages 70 mm	**NC -**
060930	Kit d'extension plateforme empilable (ajout h. 32 mm)	**NC -**

Agitateur orbital à basse vitesse Orbit LS



Interface	Analogique
Vitesse (rpm)	3 - 60
Orbite (mm)	19
Dimensions plateforme (mm)	295 x 295
Charge maximale (kg)	5
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	20 à 120 min
Dimensions (l x p x h) (mm)	295 x 340 x 160
Poids (kg)	6,6
Conditions d'utilisation	+4 à +70 °C / 85% HR
Référence	**096535B**
CHF	**NC -**

Agitateur orbital faible charge

Agitateur orbital PSU-10i Grant-Bio



➤ **Livré sans support, à compléter par une plateforme au choix**

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	50 - 450
Orbite (mm)	10
Charge maximale (kg)	3
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	1 min à 96 h
Dimensions (l x p x h) (mm)	255 x 255 x 100
Poids (kg)	3,4
Conditions d'utilisation	+4 à +40 °C
Référence	**144210B**
CHF	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
144214	Plateforme à rouleaux de maintien 270 x 195 mm	**NC -**
144215B	Plateforme antidérapante 230 x 230 mm	**NC -**
144216	Plateforme dédiée à pinces pour 12 fioles 100 ml	**NC -**
144217	Plateforme dédiée à pinces pour 6 fioles 250 ml	**NC -**
144741	Plateforme dédiée 88 tubes Ø max. 30 mm	**NC -**